

## Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques 8 Nm (use key (Ref. : ZOC102))

- ⌚ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the patient concerned
- ⌚ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- ⌚ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- ⌚ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌚ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthesis depending on the patient concerned

## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



## Désignation

Appareils provisoires avec embase pour tube de Ø 30 mm, non réglable.

## Destination

- ⌚ C35 : Pour prothèse endosquelettique tibiale
- ⌚ C37 : Pour prothèse endosquelettique fémorale

## Pièces détachées

	C35	C37
Plateau 3 branches Ø 85 mm	C3402	
Plateau 3 branches Ø 95 mm		C3602
Embase aluminium pour tube Ø 30 mm non réglable	C41	C41
Ecrous et rondelles	V0806R	V0806R

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 8 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ⌚ L'appareil provisoire doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⌚ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⌚ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- ⌚ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⌚ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Designation

Temporary apparatus with base for tube Ø 30 mm, non adjustable.

## Purpose

- ⌚ C35 : For endo-skeletal tibial prostheses
- ⌚ C37 : For endo-skeletal femoral prostheses

## Spares parts

	C35	C37
1 x 3 legged plate Ø 85 mm	C3402	
1 x 3 legged plate Ø 95 mm		C3602
1 aluminium base for Ø 30 mm tube not adjustable	C41	C41
Nuts and washers	V0806R	V0806R