

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



Désignation

Paire d'articulations de cheville à ressort de type Klenzac en aluminium avec un demi-étrier droit en inox.

Les articulations sont livrées avec 6 rivets (V18312).

Destination

Articulation de cheville entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Compatibilités

Montants 18 x 4 mm


Mise en place

L'assemblage montant/articulation est obtenu par rivetage.

- Formez le montant de manière à ce qu'il épouse le logement de l'articulation de manière à obtenir un appui parfait (voir schéma).
- Contre percez le montant avec l'articulation de cheville.

Dans le cas de montants carbone, utiliser des rivets JAD.

- A froid, cintrer le ½ étrier après avoir pris soins de le démonter de l'articulation.




Montage


Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique.

Réglages

- Ajuster la raideur du ressort avec la vis (2).
- Positionner la tête de l'étrier suivant le schéma ci-dessous :



Spare parts



1	Half stirrup	L68
2	Spring screw	L1903
3	Spring	L1904
4	Pivot	V0012
5	Pivot screw	V0013
6	Ball	V0024
7	Bronze ring	L1905

Restriction on use / Precautions for use

- Do not heat the brace joints to temperatures above 300 °C, as this can damage them
- Tip : line the brace joints up as well as possible to reduce wear on the contact surfaces
- Lubricate the moving parts with Molyckote Z10 grease
- The half-stirrups are welded or brazed after the brace joint has been removed
- Do not bend the aluminium brace joint
- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned


Fitting

Rivets are used to assemble uprights on the brace joints.

- ↪ Shape the upright so that it fits flush with the brace joint (see diagram)
- ↪ Drill through the upright, lining the holes up with those on the ankle brace joint

For carbon uprights, use JAD rivets.

- ↪ Cold shape each half-stirrup after removing it from the brace joint.




Assembly


To optimize your assembly work, we recommend using these parts in conjunction with other parts of the same class in the JANTON range.

Adjustment

- ↪ Turn screw (2) to adjust spring compression.
- ↪ Position the stirrup head as shown in the illustration below :



Pièces détachées



1	Demi-étrier	L68
2	Vis de ressort	L1903
3	Ressort	L1904
4	Culot	V0012
5	Vis de culot	V0013
6	Bille	V0024
7	Bague en bronze	L1905

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ Ne pas chauffer les articulations à des températures supérieures à 300 °C, afin de ne pas les détériorer
- ↪ Conseil : optimiser le dégauchi des articulations afin de diminuer l'usure des surfaces de contact
- ↪ Graisser les zones en mouvement avec la graisse Molyckote Z10
- ↪ Les demi-étriers sont soudés ou brasés une fois démontés de l'articulation
- ↪ Ne pas cintrer l'articulation aluminium
- ↪ L'articulation doit être utilisée dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Designation

Pair of Klenzac type aluminium ankle brace joints with springs and straight stainless Klenzac steel half-stirrups.

Pair supplied with 6 rivets (V18312).

Purpose

Ankle brace joint for use in lower limb orthosis.

Compatibility

Uprights 18 x 4 mm