

Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques 8 Nm (use key (Ref. : ZOC102))

- ⌚ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the patient concerned
- ⌚ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthesis depending on the conditions of use
- ⌚ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⌚ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌚ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthesis depending on the patient concerned


Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



Désignation

Appareil provisoire avec genou à verrou. Angulation, rotation et translation réglables.

Destination

Pour prothèse endosquelettique fémorale.

Pièces détachées

	C38
Plateau 3 branches Ø 95 mm	C3602
Articulation de genou	C10
Platine d'emboîture	C3220
Ecrous et rondelles	V0806R

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage 8 Nm (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

- ⌚ L'appareil provisoire doit être utilisé suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⌚ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⌚ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⌚ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⌚ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller


Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Designation

Temporary apparatus with locking knee. Adjustable angle, rotation and translation.

Purpose

For endo-skeletal femoral prostheses.

Spares parts

	C38
1 x 3 legged plate Ø 95 mm	C3602
Knee articulation	C10
Junction plate	C3220
Nuts and washers	V0806R