

	C70
Bronze guide verrou	C5004
Verrou	C5005
Ressort de compression	C5007
Levier de verrou	C5011
Bouton dural	C5016
Vis siège verrou	C5017
Siège verrou	C5209
Etrier dural	C7001
Coussinet ertalon	C7002
Axe dural conique	C7003A
Ecrou axe dural	C7003E

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Désignation

Genou avec étrier dural et verrou central pour pilon d'amputation de cuisse.

Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

Composition

Articulation de genou en mousse rigide de polyuréthane, avec coussinet et ertalon.

	C70
Bronze guide verrou	C5004
Verrou	C5005
Ressort de compression	C5007
Levier de verrou	C5011
Bouton dural	C5016
Vis siège verrou	C5017
Siège verrou	C5209
Etrier dural	C7001
Coussinet ertalon	C7002
Axe dural conique	C7003A
Ecrou axe dural	C7003E

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Désignation

Genou avec étrier dural et verrou central pour pilon d'amputation de cuisse.

Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

Composition

Articulation de genou en mousse rigide de polyuréthane, avec coussinet et ertalon.