

## Restriction on use / Precautions for use

- ⌋ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⌋ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthetist depending on the conditions of use
- ⌋ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- ⌋ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌋ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthetist depending on the patient concerned

## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



## Désignation

Appareil de Perlstein, semelle seule avec tube.

## Destination

Composant entrant dans la fabrication d'orthèse du membre inférieur avec Perlstein.

## Pièces détachées

	L40	L41
Longueur de semelle	120 mm	120 mm
Épaisseur de semelle	2 mm	2 mm
Diamètre du tube	8 x 11 mm	6 x 9 mm
Poids	145 g	135 g



	L45
Longueur de semelle	95 mm
Épaisseur de semelle	2 mm
Diamètre du tube	6 x 9 mm
Poids	70 g



## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les appareils de Perlstein doivent être utilisés suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



## Designation

Perlstein's apparatus, sole only with tube only.

## Purpose

Component used for the manufacture of an orthosis for a lower limb, with Perlstein's apparatus.

## Spares parts

	L40	L41
Sole length	120 mm	120 mm
Sole thickness	2 mm	2 mm
Tube diameter	8 x 11 mm	6 x 9 mm
Weight	145 g	135 g



	L45
Sole length	95 mm
Sole thickness	2 mm
Tube diameter	6 x 9 mm
Weight	70 g

