

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthetist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⤿ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho prosthetist depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



L56



L59

Désignation

Étrier de chaussure à articulation libre.

- ⤿ L56 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⤿ L57 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⤿ L58 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

Étrier de chaussure à butées postérieure et antérieure.

- ⤿ L59 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⤿ L60 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⤿ L61 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

Étrier de chaussure avec réserve.

- ⤿ L62 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⤿ L63 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⤿ L64 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

Destination

Étrier de chaussure entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les étriers doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

L56/L57/L58/L59/L60/L61/L62/L63/L64



L56



L59

Designation

Stirrup for shoe with free articulation.

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L56 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L57 : Light set | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L58 : Child set | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

Stirrup for shoe with front and rear buffers.

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L59 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L60 : Light set | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L61 : Child set | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

Stirrup for shoe with reserve.

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L62 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L63 : Light set | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L64 : Child set | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

Purpose

Stirrup for shoe used for the manufacture of an orthosis for a lower limb.