



Déambulation

CHÂSSIS DÉAMBULATION



Support de tablette

Réf. : T0050-1



Support de tablette  
avec tablette blanche  
pour châssis T0 et T1

Réf. : T90-V112BC1

Avec tablette transparente  
pour châssis T0 et T1


Réf. : T90-V112TRC1

Avec tablette blanche  
pour châssis T2 et T3

Réf. : T90-V112RBC2

Avec tablette transparente  
pour châssis T2 et T3

Réf. : T90-V112RTRC2




Kit dispositif  
démontable

Réf. : T1090



Canne de direction

Réf. : T0060



Poignée coudée  
(la paire)

Réf. : T0040-1

Kit roues

non directionnelles

Réf. : T0020-1 (pour T0)

Réf. : T0020-2 (pour T1, T2 et T3)



Kit roues

tout terrain  
(sans frein)

Réf. : T0070-1



Déambulation

Une mobilité sur mesure



Description

Châssis roulant pour la **déambulation**.

- Réglage de la noix de selle en hauteur et en inclinaison
- Réglage de la longueur du châssis
- Réglage du guidon en hauteur et en inclinaison
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette, canne de poussée...
- Un large choix de coloris

Coloris de châssis



Coloris de carter



Tx0K



Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 0 (T00K)	480 x 750 mm	15 kg - 1,00 m - 3/5 ans*
Taille 1 (T10K)	600 x 950 mm	20 kg - 1,20 m - 4/6 ans*
Taille 2 (T20K)	700 x 1120 mm	35 kg - 1,40 m - 7/12 ans*
Taille 3 (T30K)	800 x 1350 mm	50 kg - 1,60 m - jeune adulte*

\*À titre indicatif.




Vous pouvez télécharger la notice d'application sur : [www.groupe-g2m.com](http://www.groupe-g2m.com)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS



	Taille 0 (T00K)	Taille 1 (T10K)	Taille 2 (T20K)	Taille 3 (T30K)
A - Empattement arrière	370 mm	460 mm	530 mm	600 mm
B - Empattement avant	480 mm	600 mm	700 mm	800 mm
C - Longueur	650/700/750 mm	850/900/950 mm	1020/1070/1120 mm	1200/1250/1350 mm
D - Largeur guidon	270 mm	350 mm	450 mm	450 mm
E - Sol/entrejambe	de 215 à 380 mm	de 380 à 510 mm	de 500 à 650 mm	de 550 à 800 mm



Déambulation



**Solution sous-traitance de la selle**


2 finitions de selle

**ORIGINAL**  
ou  
*style*



Une solution plus économique sans sacrifier la qualité.  
Finition en simple coque avec garnissage amovible alcantara.

Véritable leader de la déambulation posturée depuis plus de 17 ans. L'adaptation et le confort absolu grâce à sa finition double coque.



Vous pouvez télécharger la fiche de mesures sur : [www.groupe-g2m.com](http://www.groupe-g2m.com)



- Film anti-rayures
- Aide au positionnement

Planches de stickers de personnalisation



**Cosmonaute**  
WTS-603



**Vétérinaire**  
WTS-615



**Kart**  
WTS-602



**Licorne**  
WTS-601



**Fée**  
WTS-604



**Circuit**  
WTS-610



**Princesses**  
WTS-609

Partenariat

Groupe G2M



Déambulation



Une nouvelle expérience sensorimotrice

CSM

Solution sous-traitance de la selle



Vous pouvez télécharger la fiche de mesures la fiche produit sur : [www.groupe-g2m.com](http://www.groupe-g2m.com)

**Description**

Base roulante d'intérieure basse.

- Châssis rabaisé pour toutes les tailles
- Selle sur mesure avec un appui antérieur et maintien latéral du tronc

**Coloris de châssis**



TCS6


Taille	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 1	380 x 540 x 630 mm	10 kg - 0,90 m - 2/4 ans*
Taille 2	420 x 540 x 730 mm	20 kg - 1,20 m - 4/6 ans*
Taille 3	470 x 690 x 860 mm	30 kg - 1,40 m - 7/9 ans*

\*À titre indicatif.



Distributeur du Concept de VIPAMAT

**DIMENSIONS DU CHÂSSIS**



	Taille 1 (TCS6-1)	Taille 2 (TCS6-2)	Taille 3 (TCS6-3)
A - Ecartement	380 mm	420 mm	470 mm
B - Hauteur totale	540 mm	540 mm	690 mm
C - Longueur	630 mm	730 mm	860 mm

**INDICATIONS**

L'ORCHIDEE permet une parfaite stabilisation d'un enfant atteint de paralysie cérébrale dans une posture quatre pattes.

Il favorise l'éveil par le jeu au sol pour de nouvelles expériences sensorimotrices dans le but d'améliorer l'autonomie motrice du jeune enfant.

CHÂSSIS DÉAMBULATION

Déambulation




Support de selle

Réf. : T6720-1

Canne de poussée

Réf. : T6730-1



Vous pouvez télécharger la fiche de mesures sur : [www.groupe-g2m.com](http://www.groupe-g2m.com)



Solution sous-traitance de la selle





Déambulation



*A l'aventure !*

### Description

Châssis roulant pour la **déambulation**.

- Tricycle à propulsion podale avec corset-selle sur mesure
- L'enfant peut se diriger seul, permettant ainsi la dissociation des ceintures
- Le Triskelo sera le partenaire idéal pour les balades en famille



### Coloris de châssis





### T67K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 1	650 x 900 mm	20 kg - 1,00 m - de 2 à 5 ans*
Taille 2	650 x 1075 mm	30 kg - 1,20 m - de 4 à 6 ans*

\*A titre indicatif.

### DIMENSIONS DU CHÂSSIS



	Taille 1 (T67K-1)	Taille 2 (T67K-2)
A - Empattement arrière	460 mm	650 mm
B - Largeur guidon	350 mm	600 mm
C - Longueur	900 mm	1075 mm
D - Hauteur guidon	de 470 à 590 mm	de 560 à 680 mm
E - Distance tronc/guidon	de 250 à 320 mm	de 310 à 380 mm
F - Hauteur d'assise	de 290 à 500 mm	de 390 à 600 mm

CHÂSSIS DÉAMBULATION