

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET AND STUMP COMFORT

Manchons prothétiques _____ pages 32 à 38
Prosthetic liners

Moyens de suspension _____ pages 39-40
Suspension systems

Systèmes BOA® _____ pages 41 à 43
BOA® systems

Accrochages distaux _____ page 45
Distal attachments

Valves _____ pages 46-47
Valves

Gaines et bonnets _____ pages 48 à 51
Sheaths and socks

Accessoires de confort _____ page 52
Comfort accessories

Patient actif
Active patient



XA41DT




BLACKline

TAPERED

- **Affiné en partie postérieure**
Gradually tapered from anterior to posterior
- **Idéal pour patient actif recherchant la liberté de mouvement**
Perfect for active patient looking for comfort on their daily life

Revêtement textile haute performance.
High performance textile cover.

- **Sans couture**
Seamless
- **Contrôle de l'élasticité**
Controlled stretch
- **Résistant**
Resistant



Manchon copolymère **BLACKline** Tapered

Tapered **BLACKline** copolymer liner

Référence	XA41DT				
Description <i>Description</i>	Manchon en gel copolymère avec partie postérieure affinée pour faciliter la flexion du genou. Épaisseur : 6 mm / 3mm. <i>Copolymer gel liner gradually tapered from the anterior to the posterior to provide superior comfort</i> Thickness : 6 mm / 3 mm.				
Application <i>Use</i>	Idéal pour patient actif. Vie quotidienne sans limitation. <i>Ideal for active patient. Daily life without limit.</i>				
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>				
Tailles - Sizes	20 - 23 cm 20	24 - 25 cm 24	26 - 27 cm 26	28 - 31 cm 28	32 - 37 cm 32
Longueur - Length	A = +/- 45 cm				
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XA41DT-28 <i>Give the reference and size - Ex. : XA41DT-28</i>				
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - <i>One liner per sachet</i>				

Disponible en version sans accrochage distal sur demande.

CONSEILS TECHNIQUES

En cas d'hésitation entre deux tailles, toujours sélectionner la taille inférieure.
If you hesitate between two sizes, prefer the smallest one.

Patient très actif - Pratique du sport
High activity patient - Sport activity

BLACKline

GEL HD

- **Gel copolymère d'une densité proche du silicone**
Copolymer gel with a density similar to silicone's
- **Idéal pour patient actif**
Perfect for active patient

Revêtement textile haute performance

High performance textile cover.

- **Sans couture**
Seamless
- **Contrôle de l'élasticité**
Controlled stretch
- **Résistant**
Resistant





XA42DT

Manchon copolymère **BLACKline** Haute Densité (HD)

High Density (HD) **BLACKline** copolymer liner

Référence	XA42DT										
Description Description	Manchon en gel copolymère haute densité avec accrochage distal. Épaisseur uniforme : 6 mm. High density copolymer liner with distal attachment. Uniform thickness : 6 mm.										
Application Use	Idéal pour patient très actif et sportif. Ideal for very active and athletic patient.										
Mesures Measures	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale Circumference taken 6 cm from the distal end										
Tailles - Sizes	<table border="1"> <tr> <td>26 - 27 cm</td> <td>28 - 31 cm</td> <td>32 - 37 cm</td> <td>38 - 43 cm</td> <td>44 - 53 cm</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>38</td> <td>44</td> </tr> </table>	26 - 27 cm	28 - 31 cm	32 - 37 cm	38 - 43 cm	44 - 53 cm	26	28	32	38	44
26 - 27 cm	28 - 31 cm	32 - 37 cm	38 - 43 cm	44 - 53 cm							
26	28	32	38	44							
Longueur - Length	A = +/- 45 cm										
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex.: XA42DT-32 Give the reference and size - Ex.: XA42DT-32										
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - One liner per sachet										

Disponible en 3 mm d'épaisseur sur demande.



CONSEILS TECHNIQUES

En cas d'hésitation entre deux tailles, toujours sélectionner la taille inférieure.
If you hesitate between two sizes, prefer the smallest one.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Manchons prothétiques - Prosthetic liners

GEL HD

SMART SEAL

**AVEC ANNEAUX
D'ÉTANCHÉITÉ**




- **Simple à mettre en place, offre une parfaite interface avec l'emboîture**
Easy to don, perfect interface with socket
- **Pas de compression du flux sanguin**
No restriction of blood flow


Revêtement textile haute performance

High performance textile cover

- **Sans couture**
Seamless
- **Contrôle de l'élasticité**
Controlled stretch
- **Résistant**
Resistant



XA43AFRZ



XA43BFR

Manchon à anneaux d'étanchéité SMART SEAL

SMART SEAL liner

Références	XA43AFRZ (1)	XA43BFR (2)
Application <i>Use</i>	Pour prothèse fémorale <i>For AK prosthesis</i>	Pour prothèse tibiale <i>For BK prosthesis</i>
Matière <i>Material</i>	Gel copolymère haute densité <i>High density copolymer gel</i>	
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>	
Tailles - Sizes	XA43BFR - Tibiale	
	XA43AFRZ - Fémorale	
	20 - 23 cm 20	24 - 25 cm 24
	26 - 27 cm 26	28 - 31 cm 28
	32 - 37 cm 32	38 - 43 cm 38
Longueur - Length	A = 45 cm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XA43AFRZ26 <i>Give the reference and size - Ex. : XA43AFRZ26</i>	
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - <i>One liner per sachet</i>	

CONSEILS TECHNIQUES

En cas d'hésitation entre deux tailles, toujours sélectionner la taille inférieure.
If you hesitate between two sizes, prefer the smallest one.

Solution de confort polyvalente fémorale et tibiale
Multipurpose comfort solution AK and BK




- **Parfaite adhérence au moignon**
Excellent adhesion to residual limb
- **Limite le phénomène de friction**
Limit friction
- **Liberté totale de mouvement**
Total freedom of movements
- **Adaptation sans striction**
Avoid compression

LPPR : VI6X604




Compatible with our valves p. 38 and distal attachments p. 36-37



Manchon générique - Generic liner

Références	XA36DT (1)	XA36FR (2)				
Application Use	Prothèse tibiale avec accrochage distal Activité faible à modérée BK prosthesis with distal attachment Low to moderate activity	Prothèse tibiale avec valve Activité faible à modérée BK prosthesis with valve Low to moderate activity				
Matière Material	Gel copolymère adhérent Sticky copolymer gel					
Mesures Measures	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale Circumference taken 6 cm from the distal end					
Tailles - Sizes	16 - 19 cm 16	20 - 23 cm 20	24 - 25 cm 24	26 - 27 cm 26	28 - 31 cm 28	32 - 35 cm 32
Longueur - Length	A = 45 cm					
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XA36FR-32 Give the reference and size - Ex. : XA36FR-32					
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - One liner per sachet					



CONSEILS TECHNIQUES

Nous recommandons de respecter le principe d'application en total contact, pour améliorer le confort du patient et la durée de vie du manchon.

Un conseil ? Une formation ? Nos conseillers techniques sont là pour vous aider.

Prevent pistoning when used in BK prosthesis.

We recommend total contact fabrication technique in order to improve durability of the liner and patient comfort.

Need an advice ? A training ? Our technicians will answer your request.



Pour prothèse fémorale ou tibiale "active"
For AK or active BK prosthesis

- **Gel copolymère adhérent**
Sticky copolymer gel
- **Trame textile réduisant de 80 % l'élongation longitudinale en distal pour un meilleur contrôle des masses molles**
80 % reduction of stretch in distal area for a better control
- **Grande élasticité circonférentielle pour une adaptation parfaite sans striction**
High circumferential stretch to assist with form fitting
- **Dimension de la cupule distale adaptée en fonction de la taille du manchon**
Distal ends are proportionate to the size of the liner



Retrouvez
notre lotions p. 43




Check our skin lotion p. 43

Retrouvez
nos accrochages distaux
p. 36-37

Compatible with our
distal attachments p. 36-37



LPPR : VI3X603



Manchon fémoral ou tibial - AK liner

Référence	XA38DT										
Application Use	Prothèse fémorale ou tibiale active avec accrochage distal AK or active BK prosthesis with distal attachment										
Matière Material	Gel copolymère adhérent Sticky copolymer gel										
Mesures Measures	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale Circumference taken 6 cm from the distal end										
Tailles - Sizes	<table border="1"> <tr> <td>26 - 27 cm</td> <td>28 - 31 cm</td> <td>32 - 37 cm</td> <td>38 - 43 cm</td> <td>44 - 53 cm</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>28</td> <td>32</td> <td>38</td> <td>44</td> </tr> </table>	26 - 27 cm	28 - 31 cm	32 - 37 cm	38 - 43 cm	44 - 53 cm	26	28	32	38	44
26 - 27 cm	28 - 31 cm	32 - 37 cm	38 - 43 cm	44 - 53 cm							
26	28	32	38	44							
Longueur - Length	A = 45 cm										
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XA38DT-32 Give the reference and size - Ex. : XA38DT-32										
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - One liner per sachet										

CONSEILS TECHNIQUES

Pour certaines applications tibiales, élimine le pistonage.
Nous recommandons de respecter le principe d'application en total contact, pour améliorer le confort du patient et la durée de vie du manchon.
Un conseil ? Une formation ? Nos conseillers techniques sont là pour vous aider.
Prevent pistoning when used in BK prosthesis.
We recommend total contact fabrication technique in order to improve durability of the liner and patient comfort.
Need an advice ? A training ? Our technicians will answer your request.

Pour prothèse tibiale
For BK prosthesis



- **Nouvelle formulation de gel contenant un antioxydant spécialement conçu pour des patients ayant des problèmes cutanés et/ou moignon sensible**
New gel containing an antioxidant with beneficial effects to patient with skin problems
- **Grâce à son double revêtement, améliore le confort en flexion**
Dual fabric improving comfort during flexion
- **Limite le pistonnage**
Limit pistoning

Retrouvez
notre lotion p. 43



Check our skin lotion p. 43

Retrouvez
nos accrochages distaux
p. 36-37




Compatible with our
distal attachments p. 36-37

LPPR :VI6X604

Manchon Easyflex - Easyflex liner

Référence	XA39DT					
Application <i>Use</i>	Prothèse tibiale avec accrochage distal Moignon sensible <i>BK prosthesis with distal attachment Sensitive stump</i>					
Matière <i>Material</i>	Gel copolymère antioxydant non adhérent <i>Non sticky antioxidant copolymer gel</i>					
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>					
Tailles - Sizes	16 - 19 cm 16	20 - 23 cm 20	24 - 27 cm 24	26 - 32 cm 26	28 - 31 cm 28	32 - 35 cm 32
Longueur - Length	A = 45 cm					
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: XA39DT-28 <i>Give the reference and size - Ex.: XA39DT-28</i>					
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - <i>One liner per sachet</i>					



CONSEILS TECHNIQUES

Nous recommandons de respecter le principe d'application en total contact, pour améliorer le confort du patient et la durée de vie du manchon.

Un conseil ? Une formation ? Nos conseillers techniques sont là pour vous aider.

Prevent pistoning when used in BK prosthesis.

We recommend total contact fabrication technique in order to improve durability of the liner and patient comfort.

Need an advice ? A training ? Our technicians will answer your request.

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Manchons prothétiques - Prosthetic liners



WintersGel™

Gamme **HYDRO**
RÉSISTANTE À L'EAU




Initialement développé pour sauver la vie d'un dauphin (Winter), le gel WintersGel a été décliné en une gamme complète de manchons prothétiques par le Groupe Hanger. Les caractéristiques de ce gel copolymère ont permis d'obtenir l'interface la plus confortable à ce jour en assurant une protection cutanée maximale pour l'utilisateur.

Developed to save an injured dolphin named Winter, the WintersGel has been turned into a complete range of prosthetic liners by Hanger Group (USA). This copolymer gel has been designed to be one of the most comfortable and skin friendly liners available.

- **Faible coefficient de frottement sur la peau**
Low coefficient of friction on skin
- **Gel thermoformable qui garde la forme du moignon du patient**
Gel memory takes the shape of the residual limb
- **S'adapte au moignon sans contraindre le flux sanguin**
Conforms without restricting blood flow

Indications

- Adultes et enfants
Adults and children
- Tout niveau d'activité
Low to high activity levels
- Prothèses tibiales ou fémorales
Trans tibial and transfemoral residual limbs
- Moignons à peau sensible
Skin sensitivity
- Patients diabétiques, avec des problèmes vasculaires
Diabetics, compromised circulation wound management
- Moignons nécessitant un contrôle des masses molles pour une stabilité accrue
Residual limbs that require firm support of soft tissue with added stability



Manchon copolymère WintersGel™ - Copolymer liner

Références	XWGFR (1)	XWGDT (2)
Description <i>Description</i>	Sans accrochage distal <i>Without distal attachment</i>	Avec accrochage distal <i>With distal attachment</i>
Matière - Material	Gel copolymère - Copolymer gel	
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XWGFR-32-6 <i>Give the reference and size - Ex. : XWGFR-32-6</i>	
Conditionnement - Packaging	Un manchon par sachet - <i>One liner per sachet</i>	

Choix des tailles - Choice of sizes

Circonférence du patient <i>Circumference of the patient</i>	Taille <i>Size</i>	Sans accrochage <i>Without distal attachment</i>	Avec accrochage <i>With distal attachment</i>
16 à 19 cm	16	WGFR16-6	WGDT16-6
20 à 23 cm	20	WGFR20-6	WGDT20-6
24 à 25 cm	24	WGFR24-6	WGDT24-6
26 à 27 cm	26	WGFR26-6	WGDT26-6
28 à 31 cm	28	WGFR28-6	WGDT28-6
32 à 37 cm	32	WGFR32-6	WGDT32-6
38 à 43 cm	38	WGFR38-6	WGDT38-6
44 à 53 cm	44	WGFR44-6	WGDT44-6

CONSEILS TECHNIQUES

En cas d'hésitation entre deux tailles, toujours sélectionner la taille inférieure.
If you hesitate between two sizes, prefer the smallest one.

Genouillère de suspension - Suspension sleeve

Référence	XA34SFX		
Type <i>Type</i>	Genouillère copolymère (Haute Densité) avec recouvrement textile sans couture. Préfléchie à 35°. <i>Copolymer sleeve with fabric</i>		
Application <i>Use</i>	Activité normale à élevée <i>Normal to high activity</i>		
Épaisseur - Thickness	3 mm uniforme		
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 10 cm au dessus de la rotule <i>Circumference taken 10 cm above patella</i>		
Tailles - Sizes	25 - 34 cm 20	31 - 40 cm 26	35 - 60 cm 32
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: XA34SFX20 <i>Give the reference and the size - Ex.: XA34SFX20</i>		




Genouillère de suspension - Suspension sleeve

Référence	XA34SFB				
Type <i>Type</i>	Genouillère extra-fine <i>Copolymer sleeve with fabric</i>				
Application <i>Use</i>	Activité modérée à élevée <i>Moderate to high activity</i>				
Épaisseur - Thickness	2 mm				
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 10 cm au dessus de la rotule <i>Circumference taken 10 cm above patella</i>				
Tailles - Sizes	25 - 30 cm 20	31 - 34 cm 24	35 - 37 cm 26	38 - 40 cm 28	41 - 45 cm 32
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: XA32FR20 <i>Give the reference and the size - Ex.: XA32FR20</i>				



- Fine
Thin
- Hyper élastique
Super elastic



Genouillère de suspension - Suspension sleeve

Référence	XA32FR					
Type <i>Type</i>	Genouillère copolymère avec renfort textile <i>Copolymer sleeve with fabric</i>					
Application <i>Use</i>	Activité faible à modérée <i>Low to moderate activity</i>					
Épaisseur - Thickness	3 mm					
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 10 cm au dessus de la rotule <i>Circumference taken 10 cm above patella</i>					
Tailles - Sizes	20 - 24 cm 16	25 - 30 cm 20	31 - 34 cm 24	35 - 37 cm 26	38 - 40 cm 28	41 - 45 cm 32
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: XA32FR20 <i>Give the reference and the size - Ex.: XA32FR20</i>					



- Confort maximal
Maximal comfort

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Moyens de suspension - Suspension systems

Genouillère copolymère - Copolymer sleeve

Référence	XS130			
Type - Type	Genouillère copolymère avec textile - Copolymer sleeve with outside fabric only			
Application - Use	Activité faible - Low activity			
Mesures Measures	Mesurer la circonférence à 15 cm au dessus du genou Circumference taken 15 cm above patella			
Tailles - Sizes	28 - 43 cm 5	33 - 51 cm 6	35 - 56 cm 7	38 - 71 cm 8
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1306 Give the reference and the size - Ex. : XS1306			

Gel copolymère enrichi d'une huile minérale permettant à la fois de protéger le membre résiduel des pressions et frottements et également de l'hydrater.
Copolymer gel based on a vitamin enhanced mineral oil protects the skin, from pressure and friction strengths while moisturizing and softening it.




SILIPOS



Genouillère copolymère - Copolymer sleeve


Référence	XS131		
Type - Type	Genouillère copolymère avec textile et renfort intérieur Copolymer sleeve with outside and inside fabric		
Application - Use	Activité faible à moyenne - Low to moderate activity		
Mesures Measures	Mesurer la circonférence à 15 cm au dessus du genou Circumference taken 15 cm above patella		
Tailles - Sizes	28 - 43 cm 0	32,5 - 51 cm 1	35 - 56 cm 2
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1311 Give the reference and the size - Ex. : XS1311		

SILIPOS



- Hyperflexible
Hyperflexible
- Confort
Confort

Prise de mesures :
Measurements




DISANO



Disponible à l'unité ou par lot de 2

Pack of 2 available



Genouillère de suspension - Suspension sleeve

Référence	XD30					
Type - Type	Genouillère de suspension en gel copolymère revêtue d'un textile de protection. L'épaisseur de gel de 2 mm permet une totale liberté de flexion, tout en assurant une parfaite liaison et étanchéité de l'emboîture. Copolymer gel suspension sleeve with fabric. The low thickness of gel (2 mm) will give full liberty in flexion while offering perfect linkage of socket to the limb.					
Application - Use	Activité moyenne à élevée - Moderate activity					
Tailles - Sizes	A 16 - 24 cm 10 - 17 cm XS	B 23 - 34 cm 15 - 22 cm S	29 - 43 cm 21 - 30 cm M	36 - 51 cm 28 - 42 cm L	42 - 60 cm 34 - 50 cm XL	52 - 73 cm 38 - 55 cm XXL
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XD30-M Give the reference and the size - Ex. : XD30-M					
Unité	XD30-XS	XD30-S	XD30-M	XD30-L	XD30-XL	XD30-XXL
Lot de 2	GXD30-XS	GXD30-S	GXD30-M	GXD30-L	GXD30-XL	GXD30-XXL

Ceinture de suspension - Suspension belt

Référence	X60		
Type - Type	Ceinture de suspension néoprène pour fémorale - Neoprene suspension belt for AK		
Mesures Measures	Circonférence proximale externe de l'emboîture Proximal external circumference of the fitting socket		
Tailles - Sizes	41 - 51 cm 1	51 - 61 cm 2	61 - 75 cm 3
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. : X601 Give the reference and the size - Ex. : X601		

- Réversible droit ou gauche
No side !





La gamme de solutions **RevoFit 2™** permet la réalisation d'emboîture prothétique ajustable. Le système BOA®, une fois mis en place, autorise une totale liberté d'ajustement du volume de l'emboiture de façon simple et précise pour l'utilisateur.



DES FENÊTRES RÉGLABLES ADAPTÉES SUR MESURE POUR CHAQUE PATIENT



ADAPTATION SIMPLE ET PRÉCISE POUR LE PATIENT



FACILITE LE CHAUSSAGE/ DÉCHAUSSAGE DE LA PROTHÈSE

Kit RevoFit 2™


Références	XPk2000	XPk2150
Description	Kit complet RevoFit 2™ pour emboîture définitive stratifiée	Kit complet RevoFit 2™ pour emboîture d'essai thermoplastique



XPk2000


RevoFit 2™ Lamination kit

XPk2000




RevoFit 2™ Diagnostic kit

XPk2150



XPk2150


Exemples d'utilisation




Transtibiale



Transfémorale



Désarticulation de hanche



Tibiale à ouverture postérieure

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON


SOCKET & STUMP COMFORT



Système RevoLock™ Lanyard



Le système **RevoLock™ Lanyard** offre une solution de faible encombrement alliant les avantages d'un mécanisme d'accrochage à plongeur et la facilité d'utilisation des systèmes à cordelette. Le patient n'a qu'à tourner le bouton BOA® pour, à la fois, chausser facilement sa prothèse, bloquer son système et stocker la cordelette.




EFFET DE LEVIER




SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE




DOUBLE SYSTÈME DE BLOCAGE ET STOCKAGE DE LA CORDELETTE




EFFET DE LEVIER DÉMULTIPLIPLICATEUR





LIBERTÉ DE PLACEMENT DU BOUTON BOA®







ALIGNEMENT AUTOMATIQUE



Kit RevoLock™ cordelette

Référence	XPK3000			
Composition	 Bouton BOA®	 Support de bouton	 Epargne de positionnement	 Passe câble
	 Enrouleur	 Epargne de stratification	 Insert distal fileté	 Lacet
	 Corps du système avec vis pour double stratification	 Plaque de montage du support de bouton	 Tournevis BOA®	 Tube + tresse
Compatibilité	Manchon accrochage distal M10			
Conditionnement	Un kit complet par sachet			

Kit pour provisoire RevoLock™ cordelette

Référence	XPK3000K	
Description	Ce kit simple - composé d'une épargne de thermo et de la visserie nécessaire - permet la réalisation d'une emboîture test en utilisant un RevoLock™ cordelette. RÉUTILISABLE !	
Composition	 Epargne thermo	 Tube + tresse
	 Vis pointeau	 Culot M4
	 Vis bout plat	 Vis TF M4
Compatibilité	Kit RevoLock™ cordelette XPK3000	



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

BOA® accessories - Accessoires BOA®

Kits de laçage utilisateur - Relacing kit

Références	XP001-KL	XP3000-KL
Description	Pour RevoFit 2™ (XPK2000 et XPK2150) For Revofit Versal/Direct	Pour RevoLock™ Lanyard (XPK3000) For Revofit Lanyard
Composition	Fil spectra, outil, aiguille souple Spectra filament, BOA tool, wire feeder	



Bobine fil spectra - Spectra filament

Références	XOK014	XOK020
Description	10 M fil spectra RevoFit 2™ 10 M for Revofit 2	10 M fil spectra RevoLock™ Lanyard 10 M for RevoLock Lanyard



Kit de remplacement bouton BOA® - Dial and lace replacement kit

Références	XRP0100	XRP3000
Description	Pour RevoFit 2™ (XPK2000 et XPK2150) For Revofit 2	Pour RevoLock™ (XPK3000) For RevoLock



Épargne de stratification RevoFit 2™ - Lamination dummy for RevoFit 2™ lamination

Référence	XPK00101
Description	Épargne de stratification pour RevoFit 2™ avec insert silicone. Lamination dummy for RevoFit 2™



Tube gainé - Tube with polyamid braid

Référence	XPK002-10
Description	Tube avec gaine polyamide - Rouleau de 10 M Tube with polyamid braid - Roll 10 M



Inserts filetés pour RevoLock™ lanyard - RevoLock™ threaded insert

Références	XPK3002	XPK3003
Description	Pour membre inférieur - M10 For below limb M10 thread	Pour membre supérieur enfant - M6 For upper limb M6 thread



Lame de scie segmentée - Oscillating saw blade

Référence	ZM402
Description	Diamètre 65 mm 65 mm diameter

• Idéal découpe dans panneaux
Perfect tu cut out panels



Colle Fabtech - Fabtech glue

Référence	Z3
Description	Pour le collage du tubing ou des épargnes sur l'emboîture d'essai ou définitive. Ideal to glue the tubing or lamination dummies on temporary or definitive socket




EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Accrochages distaux - Distal attachments



Accrochage distal avec rotation - 4 prong combination shuttle lock

Référence	XA11-Ti28
Gamme - Range	TITANE
Description <i>Description</i>	Entièrement réalisé en titane, ce système d'accrochage distal conviendra à la réalisation de prothèse tibiale ou fémorale (cas léger). Son encombrement minimal et la possibilité d'avoir de la rotation en feront la solution idéale dans les nombreux cas où le moindre millimètre est important. <i>Unique design combines many features needed for BK and light-weight AK cases. It eliminates the need for an inner socket retainer block, saves space on the length of the pylon and enables rotation adjustment.</i>
Matériau - Material	Titane - Titanium
Dimensions - Dimensions	A = 40 mm
Limite de poids - Weight limit	136 kg
Conditionnement - Packaging	Livré avec plongeur - Comes with pin

Accrochage distal - Screw thread shuttle lock

Référence	XA11-Ti26
Gamme - Range	TITANE
Description <i>Description</i>	Pour prothèse tibiale ou fémorale. Le mécanisme est directement monté sur l'ancre. <i>For AK or heavy use BK situations, these shuttle locks are mounted on 3 arm stainless steel lamination anchors.</i>
Matériau - Material	Acier inoxydable et Titane - Stainless steel and Titanium
Limite de poids - Weight limit	136 kg
Conditionnement - Packaging	Livré avec plongeur - Comes with pin

Accrochage distal extra-plat - Distal attachment

Référence	XA11-A25
Description <i>Description</i>	Certainement un des accrochages à crémaillère les plus plats disponibles sur le marché, le XA11-A25 sera, entre autre, idéal dans la réalisation de prothèse fémorale. <i>Ideal in situations where space is very critical for pylon height. Locking mechanism is placed inside the pyramid dome. Build height is 29 mm.</i>
Matériau - Material	Aluminium et Titane - Aluminium and Titanium
Dimensions - Dimensions	A = 29 mm
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Conditionnement - Packaging	Livré avec plongeur - Comes with pin

Accrochage distal "poids plume" - Feather light distal attachments

Références	XA10P-2CR	XA10P-1LI
Type de plongeur - Pin type	Plongeur cranté - Shuttle pin	Plongeur lisse - Smooth pin
Description <i>Description</i>	Système d'accrochage distal très léger et offrant un très faible encombrement. Disponible en 2 versions (pour plongeur cranté ou lisse) <i>Lightweight and small distal attachment system Available in 2 versions (for shuttle or smooth pin)</i>	
Matériau - Material	Plastique / Inox - Plastic / Stainless steel	
Conditionnement - Packaging	Livré avec plongeur - Comes with pin	

Accessoires - Accessories

Références	XA10P-1LI10	XA10P-1LI11
Description <i>Description</i>	Pointe de montage <i>Centering tool</i>	Bouchon de protection <i>Protective cap</i>
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel	Nylon
Dimensions - Dimensions	A = 75 mm	-





EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

Distal attachments - Accrochages distaux

Accrochage distal à cordelette - Lanyard locking system

Référence	XA10D
Application Use	Pour prothèse tibiale ou fémorale. Facilite le chaussage dans des cas de moignons flasques. For AK or BK prosthesis. Will ease fitting of socket in case of flaccid stump.
Matériau - Material	Aluminium - Aluminium
Compatibilité - Compatibility	Platine 4 trous standard - 4 hole adapter
Conditionnement - Packaging	Livré complet avec kit de fabrication - Complete kit with fabrication kit



Accrochage distal - Distal attachment


Référence	XA10N
Application - Use	Emboîtures stratifiées - Laminated socket
Matériau Material	Nylon renforcé - Pyramide en acier inox Reinforced Nylon body - Stainless steel pyramid
Compatibilité - Compatibility	Plongeur à crémaillère XA10C - Toothed pin
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Conditionnement - Packaging	Livré avec plongeur - Comes with pin




Plongeur à crémaillère
Toothed pin

Plongeurs - Pin


Références	XA10C	XA11C
Description - Description	Plongeur à crémaillère - Toothed pin	
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel	
Dimensions Dimensions	A = 50 mm B = 68 mm 1/4 - 20	A = 38 mm B = 56 mm M 10
Compatibilité - Compatibility	XA10N, XA10K, XA10KP	XA11IT28, XA11IT26, XA11-A25



Références	XA10P-2CR01	XA10P-2CR01L
Description - Description	Plongeur cranté - Shuttle pin	
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel	
Dimensions Dimensions	A = 46 mm B = 55 mm M10	A = 60 mm B = 72 mm M10
Compatibilité - Compatibility	XA10P-2CR, XA10P-1LI	



Référence	XA10P-1LI04
Description - Description	Plongeur lisse - Smooth pin
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel
Dimensions Dimensions	A = 46 mm B = 55 mm M10
Compatibilité - Compatibility	XA10P-2CR, XA10P-1LI



Accessoires - Accessories

Références	XA10DF	XA10A
Description Description	Cordelette pour XA10D - M10 Cord system for XA10D - M10	Réducteur - 1/4-20 / M10 Reducer - 1/4-20 / M10
Compatibilité Compatibility	XA10D	Manchons Alps ou WintersGel, XA10C



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Valves - Valves



Le **KIT QUAD FIT** intègre 4 types de valves différentes compatibles avec le même insert de montage. Ces valves sont destinées à des prothèses fémorales.

Avec ce kit, il sera possible de faire tester plusieurs types de valve à votre patient, incluant la dépression active, avec la même emboîture.

The QUAD FIT KIT includes 4 different types of valve that will fit the same housing. These valves are the best choice for any transfemoral prosthetic suspension. The kit allows to swapout the insert and try a different valve entirely without having to alter the socket.

Kit Quad Fit

Référence	XE4000
Description <i>Description</i>	Kit d'essai toutes valves, incluant : valve RV auto, valve RV manuelle, valve "slide", valve EVA <i>Complete multi option valve kit :</i> <i>Auto-expulsion valve, Manual expulsion valve, Slide valve, EVA valve</i>
Composition <i>Composition</i>	<p>Valve RV auto (XE0120) : valve automatique débit 1/2 psi. Bouton pour relâcher le vide. <i>Auto-expulsion valve</i></p> <p>Valve RV manuelle (XE0301) : vide (entrée/sortie) activée par bouton. <i>Manual expulsion valve</i></p> <p>Valve "slide" (XE0451) : valve automatique avec bouton blocable dans tous les plans (permet de libérer les 2 mains) <i>Slide valve</i></p> <p>Valve EVA (XE0501) : valve raccordable à un système de gestion du vide actif <i>EVA valve</i></p> <p>Insert de montage universel (XE4000H) <i>Universal insert</i></p> <p>Épargne de stratification (XE0002D) <i>Dummy</i></p>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une boîte avec 4 valves à visser, 1 insert de montage universel, 1 épargne de thermoformage/stratification, 1 outil de montage <i>One box with 4 screw-in valves, 1 universal insert, 1 dummy, 1 mouting tool</i>



XE0002W

Outil de montage



XE0120

Valve RV auto



XE0301

Valve RV manuelle



XE0451

Valve "slide"



XE0501

Valve EVA
pour dépression active



XE4000H

Insert



XE0002D

Épargne



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT


Valves - Valves

Pour prothèses tibiales - For BK prothesis

Référence	XE0400
Application <i>Use</i>	Prothèse tibiale ou fémorale. Emboîture stratifiée ou thermoplastique BK or AK prothesis <i>Laminated or thermoplastic socket</i>
Description <i>Description</i>	Valve automatique. Débit d'air 1/2 PSI Ouverture par bouton à glissement <i>Automatic expulsion valve. 1/2 PSI</i> <i>Slide button release</i>
Dimensions - Dimensions	Ø 31 mm



Référence	XE0202
Application <i>Use</i>	Prothèse tibiale. Emboîture stratifiée (également thermoplastique en utilisant la rondelle XE0202M) BK prothesis <i>Laminated socket (can be used for thermoplastic with threaded housing XE0202M)</i>
Description <i>Description</i>	Valve automatique. Débit d'air 1/2 PSI Ouverture par bouton poussoir <i>Automatic expulsion valve. 1/2 PSI</i> <i>Push button release</i>
Dimensions - Dimensions	Ø 24,5 mm




Pour prothèses fémorales - For AK prothesis


Référence	XE0002
Application <i>Use</i>	Prothèse fémorale stratifiée ou thermoplastique <i>Laminated or thermoplastic socket</i>
Description <i>Description</i>	Valve automatique. Débit d'air 1/2 PSI Ouverture par bouton poussoir <i>Automatic expulsion valve. 1/2 PSI</i> <i>Push button release</i>
Dimensions - Dimensions	Ø 41 mm



Référence	F40
Application <i>Use</i>	Prothèse fémorale stratifiée ou thermoplastique <i>Laminated or thermoplastic socket</i>
Description <i>Description</i>	Valve caoutchouc simple plate Ouverture par bouton poussoir <i>Flat rubber valve</i> <i>Push button release</i>
Dimensions - Dimensions	A = Ø 40 mm



Référence	F43
Application <i>Use</i>	Prothèse fémorale stratifiée <i>Laminated socket</i>
Description <i>Description</i>	Valve caoutchouc simple avec tube Ouverture par bouton poussoir <i>Rubber valve with tube</i> <i>Push button release</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = Ø 36 mm B = 62 mm





Gel copolymère enrichi d'une huile minérale permettant à la fois de protéger le membre résiduel des pressions et frottements et également de l'hydrater.
Copolymer gel based on a vitamin enhanced mineral oil protects the skin, from pressure and friction strengths while moisturizing and softening it.




Gaine tibiale Silosheath - BK Silosheath

Référence	XS133				
Description <i>Description</i>	Gaine tibiale fine enduite de gel copolymère en contact avec la peau <i>Thin BK sheath with copolymer gel in contact with skin</i>				
Matière <i>Material</i>	Gaine nylon - Gel copolymère enrichi - Épaisseur 2 mm <i>Nylon sheath - Vitamin enhanced copolymer gel - 2 mm thickness</i>				
Dimensions - Dimensions		A	B	C	D
Tailles - Sizes	2	38 - 43 cm	25 cm	18 - 27 cm	18 - 30 cm
	3	38 - 43 cm	25 cm	20 - 32 cm	20 - 36 cm
	4	43 - 48 cm	33 cm	20 - 32 cm	20 - 36 cm
	5	43 - 48 cm	33 cm	23 - 36 cm	23 - 41 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1333 <i>Give the reference and the size - Ex. : XS1333</i>				

Gaine tibiale distal roll-on - BK sheath distal roll-on

Référence	XS148		
Description <i>Description</i>	Gaine 100 % gel multiusage (tibiale, coudière de suspension, ...) <i>Multi-use 100 % copolymer sheath (BK prosthesis, arm suspension, ...)</i>		
Matière <i>Material</i>	100 % gel copolymère enrichi - Épaisseur uniforme de 2 mm <i>100 % vitamin enhanced copolymer gel - Uniform 2 mm thickness</i>		
Dimensions - Dimensions		A	B
Tailles - Sizes	1	15 cm	18,5 cm
	2	15 cm	21,5 cm
	3	15 cm	23,5 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1482 <i>Give the reference and the size - Ex. : XS1482</i>		
Conditionnement - Packaging	La paire - <i>The pair</i>		



- Permet de modeler les moignons difficiles
Help to re-shape difficult stumps



Bonnet tibial cushion - Cushion BK sock

Référence	XS125		
Description <i>Description</i>	Bonnet tibial épais enduit de gel copolymère entre 2 épaisseurs de tissu <i>Cotton sock with copolymer gel between two layers of fabric</i>		
Matière <i>Material</i>	Bonnet coton - Gel copolymère enrichi <i>Cotton sock - Enhanced copolymer gel</i>		
Tailles - Sizes	1	2	3
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 25 cm	A = 30 cm	A = 30 cm
	B = 33 cm	B = 38 cm	B = 38 cm
	C = 18 - 28 cm	C = 20 - 36 cm	C = 25 - 41 cm
	D = 20 - 33 cm	D = 25 - 38 cm	D = 30 - 43 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XS1252 <i>Give the reference and the size - Ex. : XS1252</i>		

Bonnet en CoolMax™ pour amputation partielle d'avant-pied

CoolMax™ sock for partial foot amputation

Référence	XS1080
Description <i>Description</i>	Bonnet en CoolMax™ enduit de gel copolymère pour amputation partielle de pied <i>CoolMax™ sock with copolymer gel for partial foot amputation</i>
Matière <i>Material</i>	CoolMax™ - Gel copolymère enrichi <i>CoolMax™ - Enhanced copolymer gel</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Taille unique - Longueur : 30 cm <i>One size - Length : 30 cm</i>



- Confort extrême
Extreme comfort
- Excellent rapport qualité/prix
Excellent value for money



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

BK simples sheaths and sock - Gaines et bonnets simples pour tibiales

Gaines pour tibiales - BK sheaths

Références	X52	X52P
Description <i>Description</i>	Gaine tibiale fine <i>Thin BK sheath</i>	Gaine tibiale fine perforée <i>Thin BK sheath with distal opening</i>
Matière <i>Material</i>	90 % Nylon - 10 % Lycra 90 % Nylon - 10 % Lycra	90 % Nylon - 10 % Lycra Renfort silicone 90 % Nylon - 10 % Lycra Silicone reinforcement
Dimensions <i>Dimensions</i>	Circonférence extensible jusqu'à 50 cm <i>Can be stretched up to 50 cm</i>	
Longueur - Length	20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X52P25 <i>Give the reference and the length - Ex. : X52P25</i>	



X52

X52P

Gaines pour tibiales - BK sheaths

Référence	X57
Description <i>Description</i>	Gaine tibiale fine antimicrobienne <i>Anti-microbial sheath for BK</i>
Matière <i>Material</i>	84% Nylon - 11% Argent - 5% Lycra 84% Nylon - 11% Silver - 5% Lycra
Dimensions <i>Dimensions</i>	Circonférence extensible jusqu'à 50 cm <i>Can be stretched up to 50 cm</i>
Longueur - Length	30 cm 35 cm 40 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X5735 <i>Give the reference and the length - Ex. : X5735</i>



- Antimicrobien
Anti-microbial
- Contient 11 % d'argent
Contains 11 % silver

Bonnets pour tibiales - BK socks

Référence	X53
Description <i>Description</i>	Bonnet tibiale coton fin <i>Thin cotton sock</i>
Matière <i>Material</i>	80 % Coton - 20 % Lycra 80 % Cotton - 20 % Lycra
Dimensions - Dimensions	Circonférence extensible jusqu'à 45 cm - <i>Can be stretched up to 45 cm</i>
Longueur - Length	20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X5325 <i>Give the reference and the length - Ex. : X5325</i>



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Gaines et bonnets simples pour tibiales - BK simples sheaths and sock



Bonnets pour tibiales - BK socks

Références	X51	X51P					
Description <i>Description</i>	Bonnet tibiale coton bouclette <i>Terry cloth BK sock</i>	Bonnet tibiale coton bouclette perforé <i>Terry cloth BK sock with distal opening</i>					
Matière <i>Material</i>	85 % Coton - 15 % Lycra <i>85 % Cotton - 15 % Lycra</i>	85 % Coton - 15 % Lycra Renfort silicone <i>85 % Cotton - 15 % Lycra Silicone reinforcement</i>					
Dimensions - Dimensions	Circonférence extensible jusqu'à 40 cm - <i>Can be stretched up to 40 cm</i>						
Longueur - Length	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X51P25 <i>Give the reference and the length - Ex. : X51P25</i>						


Bonnets coton bi-épaisseur - Dual thickness BK socks

Composé d'une partie coton bouclette épais et d'une partie coton fin, ces bonnets offrent une réponse idéale dans des cas de variation de volume non-uniforme.

The combination of terry cloth and thin cotton in the same sock offers an optimal answer to uneven volume changes.



Références	X51DF	X51DFP		
Description <i>Description</i>	Bonnet coton bi-épaisseur Partie distale fine <i>Dual thickness cotton sock Thin distal part</i>	Bonnet coton bi-épaisseur Partie distale fine Avec perforation distale <i>Dual thickness cotton sock Thin distal part - With distal opening</i>		
Matière <i>Material</i>	90 % Coton - 10 % Nylon/Lycra <i>90 % Cotton - 10 % Nylon/Lycra</i>			
Dimensions - Dimensions	Circonférence extensible jusqu'à 40 cm - <i>Can be stretched up to 40 cm</i>			
Longueur - Length	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Changement d'épaisseur (A)	10 cm	15 cm	15 cm	20 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X51DF35 <i>Give the reference and the length - Ex. : X51DF35</i>			



Références	X51PF	X51PFP		
Description <i>Description</i>	Bonnet coton bi-épaisseur Partie proximale fine <i>Dual thickness cotton sock Thin proximal part</i>	Bonnet coton bi-épaisseur Partie proximale fine Avec perforation distale <i>Dual thickness cotton sock Thin proximal part - With distal opening</i>		
Matière <i>Material</i>	90 % Coton - 10 % Nylon/Lycra <i>90 % Cotton - 10 % Nylon/Lycra</i>			
Dimensions - Dimensions	Circonférence extensible jusqu'à 40 cm - <i>Can be stretched up to 40 cm</i>			
Longueur - Length	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Changement d'épaisseur (A)	10 cm	15 cm	15 cm	20 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X51PF35 <i>Give the reference and the length - Ex. : X51PF35</i>			



EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT

AK simples sheaths and sock - Gainses et bonnets simples pour fémorales

Gaines pour fémorales - AK sheaths

Références	X55		X55P	
Description <i>Description</i>	Gaine fémorale fine <i>Thin AK sheath</i>		Gaine fémorale fine perforée <i>Thin AK sheath with distal opening</i>	
Matière <i>Material</i>	90 % Nylon - 10 % Lycra 90 % Nylon - 10 % Lycra		90 % Nylon - 10 % Lycra Renfort silicone 90 % Nylon - 10 % Lycra Silicone reinforcement	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Extensible jusqu'à 65 cm en proximal et 40 cm en distal <i>Can be stretched up to 65 cm proximally and 40 cm distally</i>			
Longueur - Length	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X55P35 <i>Give the reference and the length - Ex. : X55P35</i>			



X55

X55P

Bonnets pour fémorales - AK socks

Références	X56		X56P	
Description <i>Description</i>	Bonnet fémorale coton bouclette <i>Terry cloth AK sock</i>		Bonnet fémorale coton bouclette perforé <i>Terry cloth AK sock with distal opening</i>	
Matière <i>Material</i>	85 % Coton - 15 % Lycra 85 % Cotton - 15 % Lycra		85 % Coton - 15 % Lycra Renfort silicone 85 % Cotton - 15 % Lycra Silicone reinforcement	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Extensible jusqu'à 55 cm en proximal et 40 cm en distal <i>Can be stretched up to 55 cm proximally and 40 cm distally</i>			
Longueur - Length	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : X56P35 <i>Give the reference and the length - Ex. : X56P35</i>			



X56

X56P

EMBOÎTURE ET CONFORT DU MOIGNON

SOCKET & STUMP COMFORT



Accessoires de confort - Comfort accessories





Coussinets silicone - Silicone pads

Référence	XA50				
Description <i>Description</i>	Coussinet silicone pouvant être utilisé dans l'emboîture ou dans un manchon gel <i>Silicone pads to be used inside a socket or liner</i>				
Dimensions - Dimensions	Ø 55 mm	Ø 65 mm	Ø 80 mm	Ø 95 mm	Ø 105 mm
Tailles - Sizes	01	02	03	04	05
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XA5002 <i>Give the reference and the size - Ex. : XA5002</i>				

- Améliore le confort
Improved comfort
- Apporte un capitonnage distal supplémentaire
Extra distal padding
- Extrêmement résistant
Hard-wearing

SILIPOS



Plaques de gel avec tissu - Gel squares with nylon fabric

Références	XS1580	XS1581
Description <i>Description</i>	Plaque de gel copolymère enrichi revêtue sur une face de nylon pouvant être découpée et collée sur n'importe quel support, pour diminuer les points de pression et les frottements <i>Vitamin enhanced copolymer gel square with nylon fabric on one or two side than can be cut and stuck on any support to reduce pressure point and friction</i>	
Matière <i>Material</i>	Gel copolymère 4 mm + tissu nylon sur une face <i>4 mm copolymer gel + nylon fabric on <u>one</u> side</i>	Gel copolymère 4 mm + tissu nylon sur deux faces <i>4 mm copolymer gel + nylon fabric on <u>two</u> sides</i>
Dimensions - Dimensions	400 x 500 mm	

- Très extensible
Stretchable
- Soulage les points de pression
Reduce pressure points



SILIPOS



Bandes de gel - Rolls of copolymer gel

Références	XS1120	XS1121
Description <i>Description</i>	Bande de gel copolymère enrichi avec une face tissu et une face adhésive pouvant être découpée et collée sur n'importe quel support pour diminuer les points de pression et les frottements <i>2 mm thick rolls of copolymer gel lined with nylon fabric with adhesive backing. Reduce shear forces, friction and pressure.</i>	
Matière <i>Material</i>	Gel copolymère enrichi 2 mm revêtu sur une face de nylon et d'adhésif sur l'autre face <i>2 mm copolymer gel lined with nylon fabric on one side and adhesive on the other</i>	
Dimensions - Dimensions	100 x 900 mm	200 x 900 mm

- Indispensable en déplacement
Very useful for "onsite" solution



Lotion prothétique - Prosthetic lotion

Référence	XA9010
Description <i>Description</i>	Lotion 100 % silicone, aidant à assouplir les peaux sèches et sensibles <i>100 % silicone skin lotion helps to smooth dry, sensitive skin</i>
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Manchons silicone, uréthane et copolymère <i>Silicone, urethane and copolymer liners</i>

- Permet d'améliorer l'aspect cutané
Improve skin aspect