

LETTRE D'INFORMATION

JUIN
2021



Groupe G2M

Janton CSM CPL MOUVLY



Claudie LEBLANC

Assistante commerciale

Forte d'une expérience significative, Claudie prend la **satisfaction des clients** à cœur : à l'international, dans les Dom-Tom et en France, depuis presque 5 ans au sein du groupe G2M. Vous aurez toujours le plaisir de l'entendre au téléphone pour **répondre à vos besoins**.

Alexandra FRABOULET

Assistante commerciale

Dynamique et souriante, au poste d'administration des ventes, Alexandra est votre **interlocutrice** par mail et téléphone. Responsable de la saisie et du **suivi des commandes** France, du **SAV** et du parc de prêt, elle peut apporter des réponses à vos questions sur les produits G2M avec plaisir !



Guillaume ROUSSEAU

Conseiller technique et commercial Positionnement

Ergothérapeute diplômé d'État de formation, il est votre nouveau conseiller technique et commercial orienté positionnement. Il est votre **contact ressource** et saura vous conseiller quant à l'utilisation et la mise en place des **produits du Groupe G2M**.

Christophe SAMANNI

Conseiller technique et commercial Prothèse et Orthèse

Depuis déjà dix ans à vos côtés, Christophe vient d'intégrer le Groupe G2M pour prendre la suite de William sur toute la partie **Prothèse et Orthèse** de notre gamme. C'est avec plaisir qu'il se met de nouveau à votre disposition pour vous aider dans vos choix de pièces, d'interfaces et de matériaux. Il garde toujours comme priorité **votre satisfaction**.



L'ortho'SPA V2

NOUVELLE VERSION

L'ORTHO'SPA se déplace sur deux roues à la manière d'un diable gagnant en simplicité de déplacement et maniabilité.

Il est possible de régler l'inclinaison d'assise et de dossier directement au pied. Ce changement implique également la possibilité de retirer complètement le mat pour une facilité de transport accrue.

Il est parfait avec l'utilisation de sac à bille. Il permet de déterminer et valider avec l'équipe soignante et le médecin le positionnement souhaité. Ses différentes cales de positionnement sont transparentes ce qui permet au scan de se faire correctement.

Réglages 3D

- Mains d'appui tronc
- Repose-bras
- Tête
- Repose-pieds
- Socle d'assise

Déclive 20°

Ouverture angle cuisses-tronc 30°

Plastron de maintien

Bac de rangement

Base roulante

Tableau taille et mesure limite de poids



ZZ2-200

Pied à coulisse


Le nouveau pied à coulisse G2M permet une mesure avec lecture simple et lecture double.



ZZ5-1

Gamme segmentée

Les châssis **UPSILO**, **JUMBO CADET** et **JUMBO JUNIOR** sont désormais disponibles en version segmentée.



NOUVELLE VERSION

Cette gamme de châssis segmentés, par ses adjonctions, permet de suivre la croissance du patient directement à partir du châssis. Il est possible de régler la hauteur, la largeur et la profondeur des fixations et cela directement à partir du châssis.

Les kits de segmentation sont munis de rotules permettant un réglage 3D sous les pieds et derrière les cuisses.



Cette version ne vient pas remplacer l'ancienne version toujours disponible.

Constituer votre châssis

Pour commander, choisissez votre châssis de verticalisation dans la couleur souhaitée.



Upsilo
T68SEG-1



Jumbo T0
T64SEG-0



Jumbo T1
T64SEG-1

Choisissez ensuite le ou les kits de segmentation qui conviendront le mieux à votre patient.

Kit segment pédieux



T90SEG3-1 Upsilo
T90SEG3-2 Jumbo Cadet
T90SEG3-3 Jumbo Junior

Kit segment jambier



T90SEG4-1 Upsilo
T90SEG4-2 Jumbo Cadet
T90SEG4-3 Jumbo Junior

Notre gamme hydro

L'été approche, vos patients iront-ils se baigner ?

Pour répondre à ce besoin, voici notre nouveau revêtement étanche de membre inférieur Easyskin.

- pvc thermorétractable
- 2 tailles
- 7 coloris



Easyskin




Gamme **HYDRO**
RÉSISTANTE À L'EAU

Les tailles et coloris au choix :

Références	Longueur du pied	Circonférence de la cheville	Circonférence du mollet
XA21-xxS (small)	minimum 18 cm maximum 23 cm	minimum 17 cm maximum 22 cm	minimum 25 cm maximum 35 cm
XA21-xxL (large)	minimum 23 cm maximum 30 cm	minimum 22 cm maximum 29 cm	minimum 35 cm maximum 45 cm

xx = coloris, n'hésitez pas à nous contacter pour recevoir un nuancier.




Notre gamme hydro se compose de pièces, pieds et valves résistant à l'eau. Elle permet à vos patients de profiter des beaux jours comme ils le souhaitent.

L'option rondelle fileté pour XE0202, permet d'améliorer la fixation de la valve lorsque la parois est trop fine.

Kit tibial titane

GT102



XE0202



XE0202N



Gamme **HYDRO** RÉSISTANTE À L'EAU

Le pied **SACH tout terrain** est une esthétique avec orteils séparés, qui résiste à l'eau, parfait pour la saison estivale.

Pied **SACH** tout terrain

A33



Références	A33							
Tailles	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur du talon	18 mm (+/- 2 mm)							

Groupe G2M

Janton CSM CPL MOUVLY

JUIN
2021



168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex
Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82
info@groupe-g2m.com

WWW.GROUPE-G2M.COM