

Kits tibiaux

BK kits

page 51

Kits fémoraux

AK kits

page 52

Kits manchons et suspension

Liner and suspension set

pages 53 -54



BK kits



Gamme **HYDRO**
RÉSISTANTE À L'EAU

Références	GSTFX01 (1)	GSTFX02 (2)	GSTFX05 (3)
Gamme - Range	STARFLEX		
Application Use	Emboîture thermoplastique ou stratifiée Thermoplastic or laminated socket	Emboîture stratifiée Laminated socket	Emboîture stratifiée renforcée Large laminated socket
Composition Composition	C42STMX, C39STFX, B20STFX, B2020STFX	CA110STFX, B20STFX, B2020STFX	CA111STMX, B20STFX, B2020STFX
Matériau - Material	Alliage léger / Tube alliage léger - Light alloy / Light alloy tube		
Poids - Weight	450 g	335 g	425 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg		
Conditionnement - Packaging	Un ensemble complet par sachet - One complete set per pack		

Références	GSTMX01 (4)	GSTMX02 (5)	GSTMX05 (6)
Gamme - Range	STARMAX		
Application Use	Emboîture thermoplastique ou stratifiée Thermoplastic or laminated socket	Emboîture stratifiée Laminated socket	Emboîture stratifiée renforcée Large laminated socket
Composition Composition	C42STMX, C39STMX, B20STMX, B2020STMX	CA110STMX, B20STMX, B2020STMX	CA111STMX, B20STMX, B2020STMX
Matériau - Material	Acier inoxydable / Tube alliage léger - Stainless steel / Light alloy tube		
Poids - Weight	560 g	484 g	502 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg		
Conditionnement - Packaging	Un ensemble complet par sachet - One complete set per pack		

Référence	GTI02 (7)
Gamme - Range	TITANE
Application Use	Emboîture stratifiée Laminated socket
Composition - Composition	CA110Ti, B2040Ti, B20Ti
Matériau - Material	Titane / Tube alliage léger - Titanium / Light alloy tube
Poids - Weight	424 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg
Conditionnement - Packaging	Un ensemble complet par sachet - One complete set per pack

AK kits

Tarif spécial kits

Special pricing

Simplification de commande

Easier to order

- **Genou monoaxial à verrou**
Single axis locking knee
- **Complet avec système de déverrouillage**
Complete with lock lever system
- **Réglage en rotation du connecteur proximal**
Rotatable proximal adapter



GSTFX07



GFK050

Gamme
Enfant

Références	GSTFX07	GFK050
Gamme - Range	STARFLEX	
Application <i>Use</i>	Prothèse provisoire et définitive <i>Temporary and definitive prosthesis</i>	
Composition - Composition	CA113STMX, C11-CA1 (p. 12), B2040STFX	C29 (p. 13), B2530, C3320, C91
Matériau - Material	Alliage léger / Acier inoxydable / Tube alliage léger - <i>Light alloy / Stainless steel / Light alloy tube</i>	
Poids - Weight	969 g	620 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	55 kg
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et le côté - Ex. : GSTFX07-Droit <i>Give the reference and the side - Ex. : GSTFX07-Right</i>	Indiquer la référence <i>Give the reference</i>
Conditionnement - Packaging	Un ensemble complet par sachet - <i>One complete set per pack</i>	

Liner and suspension set

Tarif spécial kits

Special pricing

Simplification de commande

Easier to order

KITS KITS



x2

- Gel copolymère 3 mm
3 mm copolymer gel

Ensembles genouillères de suspension - Suspension sleeves sets


Référence	GXA32FR01					
Type	Genouillère copolymère renforcée XA32FR (p. 34) x 2 Reinforced copolymer suspension sleeve XA32FR (p. 34) x 2					
Mesures	Circonférence à 10 cm au dessus de l'axe du genou Circumference taken 10 cm above knee axis					
Tailles - Sizes	20 - 24 cm 16	25 - 30 cm 20	31 - 34 cm 24	35 - 37 cm 26	38 - 40 cm 28	41 - 45 cm 32
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. : GXA32FR01-20 Give the reference and size - Ex. : GXA32FR01-20					
Conditionnement	Une paire de genouillères par sachet A pair of sleeves per pack					



x2

Ensembles genouillères de suspension - Suspension sleeves sets

Référence	GXD30					
Type	Genouillère de suspension en gel copolymère revêtue d'un textile de protection. L'épaisseur de gel de 2 mm permet une totale liberté de flexion, tout en assurant une parfaite liaison et étanchéité de l'emboîture. Copolymer gel suspension sleeve with fabric. The low thickness of gel (2 mm) will give full liberty in flexion while offering perfect linkage of socket to the limb.					
Application - Use	Activité moyenne à élevée - Moderate activity					
Tailles - Sizes	16 - 24 cm 10 - 17 cm XS	23 - 34 cm 15 - 22 cm S	29 - 43 cm 21 - 30 cm M	36 - 51 cm 28 - 42 cm L	42 - 60 cm 34 - 50 cm XL	52 - 73 cm 38 - 55 cm XXL
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. : GXD30-M Give the reference and the size - Ex. : GXD30-M					





Tarif spécial kits

Special pricing

Simplification de commande

Easier to order

Ensemble manchon / accrochage - Lock / valve and liner sets

Référence	GXA36DT01					
Type <i>Type</i>	Manchon copolymère XA36DT (p. 31) et accrochage à crémaillère XA10N (p. 37) <i>Copolymer liner XA36DT (p. 31) and clutch lock XA10N (p. 37)</i>					
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>					
Tailles - Sizes	20 - 23 cm 20	24 - 25 cm 24	26 - 27 cm 26	28 - 31 cm 28	32 - 35 cm 32	36 - 44 cm 38
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : GXA36DT01-32 <i>Give the reference and size - Ex. : GXA36DT01-32</i>					
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un ensemble complet par sachet <i>One complete set per pack</i>					



Ensemble manchon / accrochage - Lock / valve and liner sets

Référence	GXA36FR					
Type <i>Type</i>	Manchon copolymère sans accrochage distal XA36FR (p. 31) et valve tibiale XE0202 (p. 38) <i>Copolymer liner without dista attachment XA36FR (p. 31) and expulsion valve XE0202 (p. 38)</i>					
Mesures <i>Measures</i>	Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale <i>Circumference taken 6 cm from the distal end</i>					
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : GXA36FR01-32 <i>Give the reference and size - Ex. : GXA36FR01-32</i>					
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un ensemble complet par sachet <i>One complete set per pack</i>					