

PRISE D'EMPREINTES

CASTING SUPPLIES

Sacs à billes à membrane _____ page 10
Vaccum cushions

Coussins d'empreinte _____ page 11
Neoprene vacuum bags

Bandes plâtrées - Résines _____ page 12
Plaster bandages - Resins

Capitonnage - Isolation _____ pages 13-14
Cushioning - Cast insulation

PRISE D'EMPREINTES

CASTING SUPPLIES



Scs à billes à membrane - Vacuum bags



Système de valve automatique



NOUVELLE FORMULATION
NEW



- **Sans latex**
Latex free
- **Plus résistant**
More resistant
- **Étanche**
Water resistant



Sac à billes pour dossier - Vacuum cushions backrest

Références	ZL10-D30	ZL10-D35
Dimensions <i>Dimensions</i>	Hauteur de dossier : 30 cm <i>Backrest height : 30 cm</i>	Hauteur de dossier : 35 cm <i>Backrest height : 35 cm</i>
Couleur - Color	Bleu - Blue	

Références	ZL10-D40	ZL10-D45
Dimensions <i>Dimensions</i>	Hauteur de dossier : 40 cm <i>Backrest height : 40 cm</i>	Hauteur de dossier : 45 cm <i>Backrest height : 45 cm</i>
Couleur - Color	Bleu - Blue	

Sac à billes pour assise - Vacuum cushions seat

Références	ZL10-A30	ZL10-A35
Dimensions <i>Dimensions</i>	Profondeur d'assise : 30 cm <i>Seat depth : 30 cm</i>	Profondeur d'assise : 35 cm <i>Seat depth : 35 cm</i>
Couleur - Color	Bleu - Blue	

Références	ZL10-A40	ZL10-A45
Dimensions <i>Dimensions</i>	Profondeur d'assise : 40 cm <i>Seat depth : 40 cm</i>	Profondeur d'assise : 45 cm <i>Seat depth : 45 cm</i>
Couleur - Color	Bleu - Blue	

Sac à billes matelas - Vacuum mattress

Références	ZL11-T1	ZL11-T2	ZL11-T3
Dimensions - Dimensions	900 x 800 mm	1900 x 900 mm	1600 x 900 mm
Couleur - Color	Bleu - Blue		



Possibilité de scanner l'ensemble de nos sacs à billes grâce à leur couleur bleue. Compatible avec les principaux scanners.



Our vacuum cushions range, thanks to the blue color, will offer perfect scan results. Compatible with major scanning systems.

Sac de transport

Pour assise, dossier et matelas T1 (ZL10JMB)

Pour matelas (ZL11JMB)

Transport bag for seat, backrest and mattress vacuum cushions

ZL11JMB



ZL10JMB

Pompe manuelle avec valve - ZL12

Manual pump with valve

Raccords pompe ZL41

Pump connector



Permet l'utilisation de la pompe électrique (Réf. ZL40) avec les sacs Latex. Allows the use of vacuum pump (Ref. ZL40) with Latex vacuum bags.



PRISE D'EMPREINTES CASTING SUPPLIES


Neoprene vacuum bags - Coussins d'empreintes

- Enveloppe néoprène, favorise la prise d'empreinte en limitant les plis
- Meilleure répartition des billes, simplifie l'utilisation lors du positionnement
- Faible épaisseur, facilite l'intégration dans une coque existante ou dans un fauteuil
- Des formes adaptées et modulables à la prise d'empreinte :
 - Assise de base
 - Assise abduction
 - Dossier latéral tronc cervical
 - Appui-tête
 - Accoudoir
 - Matelas
- Pompe électrique, facilite le modelage
- Neoprene lining, ease shaping by avoiding folds
- Improved distribution of granulates, ease positioning of patient
- The low thickness will make it easier to fit the cushion in an existing shell or a wheelchair
- Various shapes available to accommodate your needs :
 - Basic
 - Basic with side supports
 - Basic with side supports and headrest
- Electric pump to inflate or deflate cushions easily

Coussin d'empreinte pour assise base

Basic cushion seat


Références	ZL30-S2	ZL30-M2
Description <i>Description</i>	Empreinte dans un petit fauteuil roulant ou dans une coque existante. <i>For use in a small wheelchair or in a thermoformed seating shell.</i>	
Dimensions (A x B)	35 x 35 cm	45 x 45 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue	



Coussin d'empreinte pour assise abduction

Cushion backrest with side supports


Références	ZL31-M	ZL31-L
Description <i>Description</i>	Empreinte avec large abduction <i>For use in case of large abduction</i>	
Dimensions (A x B)	56 x 50 cm	70 x 50 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue	



Coussin d'empreinte pour dossier latéral tronc cervical

Cushion backrest with side supports and headrest


Références	ZL32-M	ZL32-L
Dimensions (A x B x C x D)	35 x 60 x 65 x 28 cm	40 x 75 x 75 x 35 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue	



Coussin d'empreinte pour appui-tête

Cushion headrest


Référence	ZL37
Dimensions (A x B)	15 x 30 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue



Coussin d'empreinte pour accoudoir

Cushion armrest


Référence	ZL38
Dimensions (A x B)	25 x 45 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue



Coussin d'empreinte pour matelas (livré avec la pompe)


Cushion mattress

Référence	ZL34-M1	ZL34-M2
Dimensions (A x B)	70 x 160 cm	90 x 200 cm
Couleur - Color	Bleu - Blue	



Pompe électrique - ZL40

Electric pump



PRISE D'EMPREINTES

CASTING SUPPLIES



Bandes plâtrées - Résines - Plaster bandages - Resins



Bande résine - Synthetic casting tape

Référence	WB20
Description <i>Description</i>	<p>Bande de résine synthétique pour la réalisation d'immobilisations très légères ou comme renfort dans des applications prothétiques (renfort de fixation temporaire d'emboîture). 20 fois plus résistant et 5 fois plus léger que les bandes plâtrées traditionnelles.</p> <p>Elasticité dans tous les plans pour une prise de moulage simple et précise sans plis. Résistant à l'humidité et perméable à l'air évitant ainsi les problèmes cutanés. Emet beaucoup moins de particule lors de sa découpe.</p> <p>(Temps de travail : 0 à 3 min - Temps de prise : 3 à 5 min, Mise en charge : > 8 min).</p> <p><i>Synthetic casting tape use in the construction of most common orthopedic casts, as well as specialized prosthetic and orthotic devices.</i></p> <p><i>At least 20 times stronger than traditional plaster of paris cast.</i></p> <p><i>Multidirectional stretch which makes it easier to wrap and shape the contours without tucking or folding. Moisture resistance and porosity preventing bad odors and skin contagious. Produces significantly much less dust than fiber glass products during removal with cast saw. (Setting : 3 to 5 min -Weight bearing : > 8 min).</i></p>
Dimensions <i>Dimensions</i>	<p>Largeur de 50 et 75 mm et longueur de 3,60 m</p> <p><i>Width : 50 and 75 mm and length : 3,60 m</i></p>
Pour commander <i>Ordering info</i>	<p>Indiquer la référence et la largeur (mm) - Ex. :WB20-50</p> <p><i>Give the reference and the width (mm) - Ex. :WB20-50</i></p>
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10

Bandes plâtrées - Plaster bands



Références	WBP	WB			
Description <i>Description</i>	<p>Bande plâtrée à prise rapide</p> <p>105 - 130 s</p> <p>(Temps de prise : 3 à 5 min</p> <p>Mise en charge : 20 min).</p> <p><i>Quick-setting plaster bandage.</i></p> <p>(Setting : 3 to 5 min -Weight bearing : 20 min).</p>	<p>Bande plâtrée à prise lente</p> <p>130 - 165 s</p> <p>(Temps de prise : 3 à 5 min</p> <p>Mise en charge : 20 min).</p> <p><i>Quick-setting plaster bandage.</i></p> <p>(Setting : 3 to 5 min -Weight bearing : 20 min).</p>			
Dimensions <i>Dimensions</i>	<p>Longueur : 3 mètres</p> <p><i>Length : 3 m</i></p>				
Conditionnement (carton) <i>Packaging (box)</i>	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	60 cm
Pour commander <i>Ordering info</i>	40	40	20	20	4
Pour commander <i>Ordering info</i>	<p>Indiquer la référence, la longueur (m) et la largeur (cm) - Ex. :WBP-310</p> <p><i>Give the reference, the length (m) and the width (cm) - Ex. :WBP-310</i></p>				

Plâtre - Plaster

Référence	WB3-25
Description <i>Description</i>	<p>Sac de plâtre fin blanc idéal pour moulage.</p> <p><i>Moulding plaster</i></p>
Conditionnement <i>Packaging</i>	<p>Sac de 25 kg</p> <p><i>25 kg bag</i></p>

Talc - Talc

Référence	W20-5
Description <i>Description</i>	<p>Talc</p> <p><i>Talc</i></p>
Conditionnement <i>Packaging</i>	<p>Sac de 5 kg</p> <p><i>5 kg bag</i></p>



Jersey tubulaire coton - Cotton tubular jersey

Référence	WB5
Description - Description	Jersey tubulaire tricoté en pur coton - Pure cotton knitted tubular jersey
Dimensions Dimensions	Disponible en largeur de 3, 5, 7, 10, 16, 20, 25 et 30 cm Available in width : 3, 5, 7, 10, 16, 20, 25 and 30 cm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 25 m - 25 m rolls



Jersey tubulaire coton hyper élastique - Hyper elastic cotton tubular jersey

Référence	WB4			
Description Description	Jersey coton hyper élastique pour l'isolation des positifs lors du thermoformage. La très grande élasticité permet de couvrir une grande variété de positif avec un nombre limité de tailles. Hyper elastic cotton knitted tubular jersey for positive mold protection during thermoforming.			
Dimensions Dimensions	Largeur		Circonférence maximum	
	6 cm 15 cm	30 cm 35 cm	90 cm 120 cm	150 cm 150 cm
Conditionnement Packaging	Largeur 6 cm : Rouleau de 1 kg ≈ 28 m - Width 6 cm : 1 kg ≈ 28 m rolls Largeur 15 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 36 m - Width 15 cm : 2 kg ≈ 36 m rolls Largeur 30 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 24 m - Width 30 cm : 2 kg ≈ 24 m rolls Largeur 35 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 19 m - Width 35 cm : 2 kg ≈ 19 m rolls			



• **Idéal pour le scan**
Perfect for 3D scanning

Jersey tubulaire élasto-compressif - Elastic, compressing tubular jersey

Référence	WA50
Description Description	Jersey tubulaire compressif constitué d'une gaine en coton écru dans laquelle est incorporé en spirale, un fil de latex. Coulissant librement, ce fil permet à la gaine d'épouser parfaitement la morphologie tout en assurant une répartition homogène de la pression sur l'ensemble de la zone concernée. Compressing tubular jersey made up of a sheath in natural cotton in which is incorporated a spiral of latex thread. As it runs freely, this thread enables the sheath to follow morphological contours perfectly while keeping a homogeneous pressure over the entire area concerned.
Matière - Material	75 % Coton - 25 % Latex
Dimensions - Dimensions	Disponible en largeur de 12 et 21 cm - Available in width : 12 and 21 cm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : WA50-12 Give the reference and the length - Ex. : WA50-12
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 10 mètres - 10 m rolls



• **Elasto compressif**
Elasto compressive



Textile thermoformable - Thermoformable textile



Tarif dégressif
par 10 et 60 m

Tapering charges
(10 and 60 m)

Référence	W54TH	W54TH-2
Description <i>Description</i>	Tissu 100 % polyamide extrêmement élastique qui épouse parfaitement les reliefs du positif et permet d'avoir d'excellents résultats de thermoformage. <i>100 % polyamid fabric. Multidirectional stretch for a perfect wrap of the shape of the positive mold. Perfect thermoforming results.</i>	Tissu 100 % polyamide légèrement siliconé pour un démoulage plus facile, mais un peu moins élastique. Ne nécessite aucun talc ou lubrifiant avant utilisation <i>100 % polyamid fabric with a slight silicon layer for easier removal. Will be used for more regular shapes.</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur : 160 cm <i>Width : 160 cm</i>	
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu au mètre linéaire <i>Sold by the meter</i>	

Feutre - Felt



Référence	WB70
Description <i>Description</i>	Ce feutre de fibranne permet de réaliser un capitonnage tout en conservant une immobilisation parfaite. <i>This banded fibre felt enables to make a padding while preserving a perfect immobilisation.</i>
Matière - Material	Fibranne
Dimensions - Dimensions	900 x 900 mm
Épaisseurs - Thickness	5 et 10 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : WB70-05 <i>Give the reference and the thickness - Ex. : WB70-05</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu à l'unité <i>Sold by the unit</i>