

TRONC & SOUTIEN ORTHOPÉDIQUE

TRUNK & ORTHOPAEDIC SUPPORT

Divers
Sundries _____ pages 39 à 43

Releveurs
Ankle foot orthosis _____ page 44

ODAP
ODAP _____ page 45



Tee-shirt pour corset - T-shirt for corset

Référence	P80
Description <i>Description</i>	Tee-shirt sans couture avec manche et col rond. <i>Seamless T-shirt with round neck.</i>
Matière <i>Material</i>	Coton traité sanitized <i>Sanitized cotton</i>
Tailles - Sizes	XS, S, M, L, XL
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu à l'unité <i>Sold by unit</i>



Tarif spécial pour 100 unités
Possibilité de panacher les tailles

Special price for 100 units
Possibility to mix sizes

Tee-shirt prise d'empreinte/scan - T-shirt for casting or scanning

Référence	P81
Description <i>Description</i>	Tee-shirt coton hyper élastique. <i>Hyper elastic T-shirt one size fits all.</i>
Matière <i>Material</i>	95 % Coton - 5 % Elasthane <i>95 % Cotton - 5 % Elasthan</i>
Tailles - Sizes	Taille unique - <i>One size fits all</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu à l'unité <i>Sold by unit</i>




Jersey tubulaire coton hyper élastique - Hyper elastic cotton tubular jersey

Référence	WB4										
Description <i>Description</i>	Jersey coton hyper élastique pour l'isolation des positifs lors du thermoformage. La très grande élasticité permet de couvrir une grande variété de positif avec un nombre limité de tailles. <i>Hyper elastic cotton knitted tubular jersey for positive mold protection during thermoforming.</i>										
Dimensions <i>Dimensions</i>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Largeur</th> <th>Circonférence maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>15 cm</td> <td>120 cm</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>150 cm</td> </tr> <tr> <td>35 cm</td> <td>150 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Largeur	Circonférence maximum	6 cm	90 cm	15 cm	120 cm	30 cm	150 cm	35 cm	150 cm
Largeur	Circonférence maximum										
6 cm	90 cm										
15 cm	120 cm										
30 cm	150 cm										
35 cm	150 cm										
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la largeur - Ex.:WB4-06 <i>Give the reference and the width - Ex.:WB4-06</i>										
Conditionnement <i>Packaging</i>	Largeur 6 cm : Rouleau de 1 kg ≈ 28 m - <i>Width 6 cm : 1 kg ≈ 28 m rolls</i> Largeur 15 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 36 m - <i>Width 15 cm : 2 kg ≈ 36 m rolls</i> Largeur 30 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 24 m - <i>Width 30 cm : 2 kg ≈ 24 m rolls</i> Largeur 35 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 19 m - <i>Width 35 cm : 2 kg ≈ 19 m rolls</i>										





Verrous à fil - Fixing clasps



Références	R001	R005	R004
Description <i>Description</i>	Verrou à fil avec 1 cran <i>1 notch</i>	Verrou à fil avec 5 crans <i>5 notches</i>	Verrou à fil enfant avec 1 cran <i>For children with 1 notch</i>
	Disponible en droit ou gauche <i>Available left or right</i>		
Matière - Material	Acier inoxydable - <i>Stainless steel</i>		
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 200 mm B = 15 mm Épaisseur = 2 mm	A = 200 mm B = 15 mm Épaisseur = 2 mm	A = 130 mm B = 10 mm Épaisseur = 1,5 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et le côté - Ex. : R001-D <i>Give the reference and the size - Ex. : R001-D</i>		



Gachette verrou à fil - Clasp



Référence	R008
Description <i>Description</i>	Verrou à fil seul <i>Clasp</i>
Matière - Material	Acier inoxydable - <i>Stainless steel</i>
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Barette 15 x 2 mm <i>For 15 x 2 mm rails</i>

Ensemble rigide pour appui sous-claviculaire rigide

Kit for adjustable subclavicular support

Référence	RK001
Matière - Material	Inox poli - <i>Polished stainless steel</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Longueur : 260 mm - Largeur : 15 mm <i>Length : 260 mm - Width : 15 mm</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu par paire <i>Sold by pair</i>

Sangle à crémaillère - Ratcheting buckle



Référence	X24-NI5	X24-NI9350
Description <i>Description</i>	Sangle à crémaillère avec levier métallique de réglage et système de déverrouillage rapide. Idéal pour réaliser des fermetures de corset ou d'emboîtures provisoires. <i>The ratchet design makes it easy for the patient to don the brace with little effort and the quick release enables the patient to doff the brace easily as well.</i>	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur : 15 mm - Longueur : 140 mm <i>Width : 15 mm - Length : 140 mm</i>	Largeur : 19 mm - Longueur : 350 mm <i>Width : 19 mm - Length : 350 mm</i>
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - <i>Pack of 10</i>	



Philadelphia collar - Philadelphia collar

Référence	P61		
Description <i>Description</i>	Support cervical réalisé avec une mousse plastique légère permettant d'allier la stabilité des supports cervicaux en plastique rigide et le confort des appareils en mousse. Convient parfaitement à des immobilisations de la zone cervicale pour des traitements orthopédiques ou neurologiques. <i>Cervical support composed of light plastic foam which allows to combine rigid plastic cervical supports with the comfort of foam apparatus. Particularly suitable for cervical area immobilizations for orthopaedic or neurological treatments.</i>		
Matière - Material	Plastazote		
Dimensions <i>Dimensions</i>	Circonférence du cou <i>Neck circumference</i>		Hauteur de cou <i>neck height</i>
Tailles <i>Sizes</i>	1	25-31 cm	6, 8, 10 ou 13 cm
	2	32-38 cm	6, 8, 10 ou 13 cm
	3	39-48 cm	6, 8, 10 ou 13 cm
Poids - Weight	De 86 à 106 g		
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Halo (Réf. : P6150) Stabilisateur (Réf. : P6140)		
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et la hauteur de cou souhaitée - Ex. : P61210 <i>Give the reference and the size - Ex. : P61210</i>		



Accessoires pour Philadelphia collar - Accessories for Philadelphia collar

Références	P6140	P6150
Description <i>Description</i>	Utilisé avec le Philadelphia collar, le stabilisateur permet une immobilisation de la colonne. Disponible en taille unique. <i>Used with the Philadelphia collar, the stabilizer will allow a better immobilization of the spine. One standard size.</i>	Utilisé avec le Philadelphia collar, le halo (réf. P6150) évite tout mouvement de rotation. Disponible en taille unique. <i>Used with the Philadelphia collar, the halo will avoid any rotation movement. One standard size.</i>
Matière - Material	Plastazote	
Compatibilité - Compatibility	Philadelphia collar (Réf. : P61)	



P6150




P6140





Releveur de pied - Ankle-foot orthesis



Référence	PR350	
Description <i>Description</i>	Destiné à toutes les paralysies périphériques du pied. Forme spécialement étudiée pour faciliter le chaussage. Léger, il s'adapte parfaitement sur la plupart des patients adultes. Embrasse de mollet garnie d'une mousse de confort. Maintien assuré par une bande Velcro®. <i>For any peripheral foot paralysis. Especially designed shape to put shoes on easily. Thanks to its lightness it suits most of the adult patients. Calf loop with foam for comfort. Maintained with Velcro® strap.</i>	
Matière - Material	Polyéthylène - Polyethylene	
Tailles - Sizes	1	2
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 26,5 cm B = 24 cm	A = 28,5 cm B = 28 cm
Poids - Weight	De 73 à 400 g	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR350-1D <i>Give the reference, The size and the side - Ex. : PR350-1D</i>	
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un releveur par sachet <i>One ankle per sachet</i>	

Orthèses mollet-pied adulte - Ankle-foot orthesis for adult



Références	PR351		PR354	
Description <i>Description</i>	Ces orthèses moulées peuvent être facilement adaptées sur la plupart des patients adultes (thermoformage et découpe). Maintien assuré par une bande Velcro®. <i>These orthosis can be easily adapted to most of adult patients (thermo-saping and cut). Maintained with Velcro® strap.</i>			
Matière - Material	Polypropylène - Polypropylene			
Épaisseur - Thick	5 mm		3 mm	
Tailles - Sizes	1	2	3	4
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 30 cm B = 16,5 cm	A = 34 cm B = 17,5 cm	A = 36,5 cm B = 19 cm	A = 38 cm B = 20 cm
Poids - Weight	De 150 à 180 g			
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR351-1D <i>Give the reference, The size and the side - Ex. : PR351-1D</i>			
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une orthèse par sachet <i>One orthosis per sachet</i>			

Orthèses mollet-pied enfant - Ankle-foot orthesis for child



Référence	PR387				
Description <i>Description</i>	Ces orthèses moulées peuvent être facilement adaptées sur la plupart des patients adultes (thermoformage et découpe). Maintien assuré par une bande Velcro®. <i>These orthosis can be easily adapted to most of adult patients (thermo-saping and cut). Maintained with Velcro® strap.</i>				
Matière - Material	Polypropylène - Polypropylene				
Tailles - Sizes	1	2	3	4	5
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 16,5 cm B = 10 cm	A = 19 cm B = 11 cm	A = 22,5 cm B = 12 cm	A = 25 cm B = 13 cm	A = 28 cm B = 15 cm
Poids - Weight	De 53 à 102 g				
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR387-2D <i>Give the reference, The size and the side - Ex. : PR387-2D</i>				
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une orthèse par sachet <i>One orthosis per sachet</i>				



TRONC & SOUTIEN ORTHOPÉDIQUE

TRUNK & ORTHOPAEDIC SUPPORT

Foot unloading orthosis - Othèse de décharge du pied



- **Un objectif : éviter l'amputation**
One target : avoid the amputation
- **Un principe : la décharge absolue**
One principle : total unloading
- **Un impératif : rapidité de réalisation**
One imperative : quick realisation



Indications

- Maux perforant plantaire
Malum perforans pedis
- Post chirurgical vasculaire ou orthopédique
Post vascular or orthopaedic surgery
- Consécutif à artéropathie, neuropathie ou ostéo-arthropathie du pied
Following an arteropathy, a neuro-pathy or a foot osteoarthropathy
- Pied de Charcot
Charcot foot

ODAP - ODAP

Références	LCS-100	LCS-200	LCS-200L
Description Description	Orthèse de décharge de l'avant pied. Lame carbone Cale PVC Contre plaque alliage léger Semelle anti-dérapante Carbone sheet PVC block Aluminium sheet with screws - Rubber sole	Orthèse de décharge totale. Lame carbone Montants et demi-étriers alliage léger Semelle anti-dérapante Carbone sheet Aluminium upright and stirrup - Rubber sole	
Dimensions Dimensions	Longueur Length : 300 mm Largeur talon Keel width : 80 mm talon Largeur avant pied Fore foot width : 100 mm Hauteur monté Finished height : 30 mm	Longueur Length : 300 mm Largeur talon Keel width : 80 mm talon Largeur avant pied Fore foot width : 100 mm Hauteur monté Finished height : 530 mm Montants Uprights : 25 x 5 mm	Longueur Length : 300 mm Largeur talon Keel width : 110 mm talon Largeur avant pied Fore foot width : 130 mm Hauteur monté Finished height : 530 mm Montants Uprights : 25 x 5 mm
Poids - Weight	500 g	640 g	750 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	100 kg	136 kg
Réglages Stettings	Antéro-postérieur Antero-posterior	Flexion dorso-plantaire lors du montage Dorso-plantar flexion during assembly	
Conditionnement - Packaging	Un ensemble complet par sachet - One complete set per pack		



LCS-200

LCS-200L



LCS-100

CONSEILS TECHNIQUES

L'ODAP est une orthèse de grand appareillage fabriquée sur mesure et appliquée par un orthoprothésiste. Elle exige un suivi codifié par une équipe ambulatoire polyvalente pour concrétiser la réussite de la prise en charge.

Un conseil ? Une formation ? Nos conseillers techniques sont là pour vous aider.

The ODAP is a custom made product wich application requires a certified technician.
This orthosis, for a complete success, needs a codified, following-up by a polyvalent ambulatory team.
Need an advice ? A training ? Our technicians will answer your request.