

POSITION VERTICALE


UPRIGHT POSITION



Adjonctions


Support de tablette ventral
avec tablette transparente

Réf. : **TVHI-102**




Module de traction
cervical

Réf. : **TVHI-103**




Module d'abduction amovible

Réf. : **TVHI-107**




Module de traction
jambier

Réf. : **TVHI-104**




Repose pieds

Réf. : **TVHI-105**



Module d'abduction amovible
pour coque

Réf. : **TVHI-109**



Support de tablette dorsal
avec tablette transparente

Réf. : **TVHI-101**





POSITION VERTICALE

UPRIGHT POSITION

Châssis

Maniable et fonctionnel



- Chariot plat à propulsion manuelle.
- Positionnement en decubitus ventral ou dorsal
- Traction jambière ou cervicale
- Angulation du plateau de - 10° à + 40°
- Nombreuses options disponibles
- Livré avec barrières escamotables
- Un large choix de coloris



Coloris de châssis



TVHI

Type	Réglages	Limite de poids, taille
Chariot plat à propulsion manuelle	Inclinaison	100 kg 1,80 m

DIMENSIONS DU CHÂSSIS





A - Longueur	1827 mm
B - Hauteur totale	834 mm
C - Empattement avant	690 mm
D - Empattement arrière	600 mm



Adjonctions

Support de tablette

Réf. : **T0050-1**



Support de tablette

avec tablette blanche
pour châssis T0 et T1

Réf. : **T90-V112BC1**

Avec tablette transparente
pour châssis T0 et T1


Réf. : **T90-V112TRC1**

Avec tablette blanche
pour châssis T2 et T3

Réf. : **T90-V112RBC2**

Avec tablette transparente
pour châssis T2 et T3

Réf. : **T90-V112RTRC2**



Kit dispositif
démontable
Réf. : **T1090**

Canne de direction

Réf. : **T0060**

Kit roues

non directionnelles

Réf. : **T0020-1** (pour T0)

Réf. : **T0020-2** (pour T1, T2 et T3)



Kit roues


tout terrain
(sans frein)

Réf. : **T0070-1**



Poignée coudée
(la paire)

Réf. : **T0040-1**





Une mobilité
sur mesure



Châssis roulant pour la **déambulation**.

- Réglage de la noix de selle en hauteur et en inclinaison
- Réglage de la longueur du châssis
- Réglage du guidon en hauteur et en inclinaison
- Une gamme d'accessoires fonctionnels pour adapter accoudoirs, tablette, canne de poussée...
- Un large choix de coloris

Coloris de châssis



Coloris de carter



Tx0K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 0 (T00K)	480 x 750 mm	15 kg - 1,00 m - 3/5 ans*
Taille 1 (T10K)	600 x 950 mm	20 kg - 1,20 m - 4/6 ans*
Taille 2 (T20K)	700 x 1120 mm	35 kg - 1,40 m - 7/12 ans*
Taille 3 (T30K)	800 x 1350 mm	50 kg - 1,60 m - jeune adulte*




*À titre indicatif.




Vous pouvez télécharger
la notice d'application
sur : www.groupe-g2m.com



DIMENSIONS DU CHÂSSIS



	Taille 0 (T00K)	Taille 1 (T10K)	Taille 2 (T20K)	Taille 3 (T30K)
A - Empattement arrière	370 mm	460 mm	530 mm	600 mm
B - Empattement avant	480 mm	600 mm	700 mm	800 mm
C - Longueur	650/700/750 mm	850/900/950 mm	1020/1070/1120 mm	1200/1250/1350 mm
D - Largeur guidon	270 mm	350 mm	450 mm	450 mm
E - Sol/entrejambe	de 215 à 380 mm	de 380 à 510 mm	de 500 à 650 mm	de 550 à 800 mm





Adjonctions



motilo
ORIGINAL

Véritable leader de la déambulation posturée depuis plus de 17 ans. L'adaptation et le confort absolu grâce à sa finition double coque.

CSM


Solution sous-traitance de la selle

2 finitions de selle

ORIGINAL

ou

style



Vous pouvez télécharger la fiche de mesures sur : www.groupe-g2m.com



motilo
style

Une solution plus économique sans sacrifier la qualité. Finition en simple coque avec garnissage amovible alcantara.



Planches de stickers de personnalisation



motilo

- Film anti-rayures
- Aide au positionnement



Cosmonaute
WTS-603



Vétérinaire
WTS-615



Kart
WTS-602



Licorne
WTS-601



Fée
WTS-604



Circuit
WTS-610



Princesses
WTS-609



Une nouvelle expérience
sensorimotrice



- Base roulante d'intérieure basse.
- Châssis rabaisé pour toutes les tailles
- Selle sur mesure avec un appui antérieur et maintien latéral du tronc



Vous pouvez télécharger
la fiche de mesures
la fiche produit
sur : www.groupe-g2m.com

CSM

Solution
sous-traitance
de la selle

Coloris de châssis


G

TCS6

Taille	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 1	380 x 540 x 630 mm	10 kg - 0,90 m - 2/4 ans*
Taille 2	420 x 540 x 730 mm	20 kg - 1,20 m - 4/6 ans*
Taille 3	470 x 690 x 860 mm	30 kg - 1,40 m - 7/9 ans*

*À titre indicatif.

DIMENSIONS DU CHÂSSIS



	Taille 1 (TCS6-1)	Taille 2 (TCS6-2)	Taille 3 (TCS6-3)
A - Ecartement	380 mm	420 mm	470 mm
B - Hauteur totale	540 mm	540 mm	690 mm
C - Longueur	630 mm	730 mm	860 mm

Distributeur du
Concept
de **VIPAMAT**

INDICATIONS

L'ORCHIDEE permet une parfaite stabilisation d'un enfant atteint de paralysie cérébrale dans une posture quatre pattes.

Il favorise l'éveil par le jeu au sol pour de nouvelles expériences sensorimotrices dans le but d'améliorer l'autonomie motrice du jeune enfant.





Canne de poussée

Réf. : **T6730-1**

Support de selle

Réf. : **T6720-1**



Vous pouvez télécharger
la fiche de mesures
sur : www.groupe-g2m.com

CSM

**Solution
sous-traitance
de la selle**





A l'aventure!



Châssis roulant pour la **déambulation**.

- Tricycle à propulsion podale avec corset-selle sur mesure
- L'enfant peut se diriger seul, permettant ainsi la dissociation des ceintures
- Le **Triskelo** sera le partenaire idéal pour les balades en famille
- Un large choix de coloris



Coloris de châssis





T67K

Tailles	Dimensions	Limite de poids, taille, âge
Taille 1	650 x 900 mm	20 kg - 1,00 m - de 2 à 5 ans*
Taille 2	650 x 1075 mm	30 kg - 1,20 m - de 4 à 6 ans*

*À titre indicatif.

DIMENSIONS DU CHÂSSIS



	Taille 1 (T67K-1)	Taille 2 (T67K-2)
A - Empattement arrière	650 mm	650 mm
B - Largeur guidon	350 mm	350 mm
C - Longueur	900 mm	1075 mm
D - Hauteur guidon	de 470 à 590 mm	de 560 à 680 mm
E - Distance tronc/guidon	de 250 à 320 mm	de 310 à 380 mm
F - Hauteur d'assise	de 290 à 500 mm	de 390 à 600 mm